## REPORTE DE MANTENIMIENTO

14



CLIENTE		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE			
COL	VTACTO	Lenker Mier	CIUDAD	CALI	
EQU	JIPO	Esterilizador	MARCA	ВМТ	
SERIE		100261	MODELO	669-2 FD	
UBI	CACIÓN	Cirugía	No. INV	ST-5	
FECHA DE SERVICIO REALIZADO POR		2019-06-22 Luis Gabriel Marín	O.S. No.	10267 MV12638-19	
					Ítem
1	Revisión y ajuste de circuito, tablero eléctrico y fusibles .				
2	Inspección del estado físico, funcionamiento y lubricación de puertas (final de carrera, sellos, switche y electroválvula.				
3	Limpieza externa e interna de cámara.				
4	Verificación de calidad de agua desmineralizada (Válvula de entrada, Válvula de calentamiento, sensor de temperatura y filtro.)				
5	Revisión del estado físico y de funcionamiento de manómetros de agua potable y desmineraliizada.				
6	Limpieza y revisión del funcionamiento del sistema de vació (filtro, electroválvula de entrada y restrictor de entrada).				
7	Inspección del estado de válvulas neumáticas y de seguridad.				
8	Revisión del regulador de aire comprimido.				
9	Mantenimiento de tra	mpas de condensado.		źii	
10	Limpieza y revisión d	le filtros EV Y23, chaquetas	s, linea de vació y aire este	erii.	
11	Inspección del estado	o y funcionamiento de los se	ensores de Presión.	- canaga da nival	
12	Povición del funcionamiento del generador (Válvula cheke, impeller bomba, sensores de liver)				
13	Inspección del estado físico del calderin (circuito de drenaje y de agua, filtro, válvula de purga).				
-					

Mami	hro	7 00174		
Nombre		Fecha		
Com	pletado y Revisado por C4 Pascal SAS.			
16	Mediciones eléctricas; Voltaje fuerza: 220V, Voltaje de Control: 110V.			
15	Mantenimiento general de bomba de vació (drenaje)			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	sia l		

Revisión del estado físico del carreto de puertas.



## **OBSERVACIONES**

Se realizó mantenimiento preventivo y revisión del funcionamiento de partes y accesorios del equipo, Se realizo cambio de los siguientes suministros:

- Empaques de sensores de presión.
- Válvula de calentamiento de agua Demi, válvula cheke del generador y válvula cheke de vapor.
- carretos de seguridad de la puerta.
- Cambio de filtro esteril.

El equipo queda operando.

Tationa Gulieirez P.

Tatiana Gutierrez Palacio. Jefe de Laboratorio Fecha de emisión: 2019-06-26