

REPORTE DE MANTENIMIENTO



CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALLE.		
CONTACTO	Lenker Mier	CIUDAD	CALI
EQUIPO	Esterilizador	MARCA	BMT
SERIE	100260	MODELO	669-2FDED
UBICACIÓN	Central de Esterilización	No. INV	ST-2
FECHA DE SERVICIO	2019-05-11	ETIQUETA MTO.	10109
REALIZADO POR	Luis Gabriel Marín Jonathan Osorio	O.S. No.	MV12638-19
		No. Ciclos	15870

Ítem	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Revisión y ajuste de circuito, tablero eléctrico, fusibles y pantalla táctil.
2	Inspección del estado físico, funcionamiento y lubricación de puertas (final de carrera, sellos, switche y electroválvulas).
3	Limpieza externa e interna de la cámara.
4	Limpieza y revisión del funcionamiento de sistema de vacío (filtro, electroválvula de entrada y restrictor de entrada).
5	Inspección del estado de válvulas neumáticas y de seguridad.
6	Revisión del regulador de aire comprimido.
7	Mantenimiento de trampas de condensado.
8	Limpieza y revisión de filtros (EV Y23, chaqueta, línea de vacío y aire estéril).
9	Inspección de las condiciones de funcionamiento de sensores de presión.
10	Revisión del estado físico de carrito de las puertas.
11	Revisión del funcionamiento de válvula de cheque vapor.
12	Revisión y ajuste de altura de carros.
13	Mediciones eléctricas; Voltaje fuerza: 220 V, Voltaje control: 110 V.

Completado y Revisado por C4 Pascal SAS.

Nombre Ing. Tatiana Gutierrez P.	Fecha 2019-06-07
---	-----------------------------------

OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo y revisión del funcionamiento de partes y accesorios del equipo.
Se realizó cambio de trampa de condensado recta y empaque de sensores de presión.
Se requiere realizar cambio de válvula cheke del generador y carrito de seguridad para puerta.
El equipo queda operando.

Tatiana Gutierrez P.

Tatiana Gutierrez Palacio.

Jefe de Laboratorio

Fecha de emisión: 2019-06-07