

REPORTE DE MANTENIMIENTO



CLIENTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALLE.		
CONTACTO	Lenker Mier	CIUDAD	CALI
EQUIPO	Esterilizador	MARCA	BMT
SERIE	100262	MODELO	669-2FD-ED
UBICACIÓN	Central de Esterilización	No. INV	ST-3
FECHA DE SERVICIO	2019-05-09	ETIQUETA MTO.	10110
REALIZADO POR	Luis Gabriel Marín Jonathan Osorio	O.S. No.	MV12638-19
		No. Ciclos	16114

Ítem	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Revisión y ajuste de circuito, tablero eléctrico, fusibles y pantalla táctil.
2	Inspección del estado físico, funcionamiento y lubricación de puertas (final de carrera, sellos, switche y electroválvulas).
3	Limpieza externa e interna de la cámara.
4	Limpieza y revisión del funcionamiento de sistema de vacío (filtro, electroválvula de entrada y restrictor de entrada).
5	Inspección del estado de válvulas neumáticas y de seguridad.
6	Revisión del regulador de aire comprimido.
7	Mantenimiento de trampas de condensado.
8	Limpieza y revisión de filtros (EV Y23, chaquetas, línea de vacío y aire estéril).
9	Inspección de las condiciones de funcionamiento de sensores de presión.
10	Revisión del estado físico del carrito de puertas.
11	Mantenimiento general de bomba de vacío (drenaje).
12	Revisión de filtro de entrada de vapor caldera.
13	Revisión y ajuste de altura de carros.
14	Mediciones eléctricas; Voltaje control: 220V.

Completado y Revisado por C4 Pascal SAS.

Nombre	Fecha
Tatiana Gutierrez P.	2019-06-07

OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo y revisión del funcionamiento de partes y accesorios del equipo.
Se realizó cambio de sellos de puerta estéril.
Se realizó limpieza de el modulo de válvulas neumáticas.
Se realizó limpieza general del equipo y ajuste de fugas.
El equipo queda operando.

Tatiana Gutierrez P.

Tatiana Gutierrez Palacio.

Jefe de Laboratorio

Fecha de emisión: 2019-06-07