## REPORTE DE MANTENIMIENTO



CL	JENTE	HOSPITAL L	INIVERSITARIO DE VA	ILF					
CONTACTO EQUIPO SERIE UBICACIÓN FECHA DE SERVICIO		Lenker Mier Esterilizador 100258 Central de Esterilización 2019-05-09 Luis Gabriel Marín Jonathan Osorio	CIUDAD MARCA MODELO No. INV ETIQUETA MTO. O.S. No. No. Ciclos	CALI BMT 9618-2FD ST-4 10111 MV12638-19 014676					
					REALIZADO POR				
							Íten		ACTIVIDADES
					1	Revisión y ajuste de circuito, tablero eléctrico, fusibles y pantalla táctil.			
					2	Inspección del estado físico, funcionamiento y lubricación de puertas (final de carrera, sellos, switche y electroválvulas).			
3	Limpieza externa e interna de la cámara.								
4	Limpieza y revisión del funcionamiento de sistema de vacío (filtro, electroválvula de entrada y restrictor de entrada).								
5	Inspección del estado de válvulas neumáticas y de seguridad.								
6	Revisión del regulador de aire comprimido.								
7	Mantenimiento de trampas de condensado.								
8	Limpieza y revisión de filtros (EV Y23, chaquetas, linea de vació y aire estéril).								
9	Inspección de las condiciones de funcionamiento de sensores de presión.								
10	Revisión del estado físico del carreto de puertas.								
11	Mantenimiento general de bomba de vacío (drenaje).								
12	Revisión válvula cheque vapor.								
13	Revisión de filtro de entrada de vapor caldera.								
4	Revisión y ajuste de altura de carros.								
5	Mediciones eléctricas; Voltaje fuerza: 220 V, Voltaje control: 110 V.								
omp		por C4 Pascal SAS.							
ombre			Fecha						
0.000.000	an estad								



## **OBSERVACIONES**

Se realizó mantenimiento preventivo y revisión del funcionamiento de partes y accesorios del equipo.

Se realizó cambio de sellos de puerta estéril.

Se realizó limpieza de el modulo de válvulas neumáticas.

Se realizó limpieza general del equipo y ajuste de fugas.

El equipo queda operando.

Tationa Guliellet P.

Tatiana Gutierrez Palacio.

Jefe de Laboratorio Fecha de emisión: 2019-06-07