

GUÍA RÁPIDA Fuente De Poder CLEAVER SCIENTIFIC POWER PRO 300



Partes Del Equipo.

- Botón de encendido.
- Display.
- Botón star/stop.
- Conectores.
- Cursores.
- Botón enter.
- Botón pause.

NOTA: El interruptor principal y la conexión del cable de alimentación, se encuentran en la parte posterior del equipo.

Características Del Equipo.

- Alimentación: 100-240 Vac 50 – 60 Hz.
- Max Corriente entregada: 700 mA.
- Max Voltaje entregado: 300 V Dc
- Max potencia entregada 150 W
- Numero de conectores: 5
- Temporizador: 0 – 999 min.
- Operación: 4 – 40°C, ≤ 95% HR sin condensación.
- Fluctuaciones de tensión de alimentación de red de hasta ±10 % de la tensión nominal.
- La altitud no debe exceder los 2000 metros.

Configuración y uso del Equipo.

- Conecte el equipo a una conexión con el voltaje de alimentación adecuado.
- Accione el interruptor principal del equipo a la posición on.
- Conecte la fuente de poder a los terminales de la cámara de electrophoresis.



- Use el botón para configurar los valores de voltaje, Corriente, tiempo, oprimiendo el botón para avanzar por cada uno de los parámetros.
- Para iniciar un ciclo o detener el funcionamiento, oprima el Botón



star/stop.

- Para pausar un ciclo de funcionamiento



oprima tecla.

- Pulse la tecla para introducir el valor numérico deseado



- Utilice las teclas para moverse entre los sub menús.



Consideraciones especiales.

Antes de conectar los terminales de la cámara de electrophoresis, verificar que sean los adecuados para los conectores de la fuente.

Los valores de corriente o voltaje entregados por el equipo pueden variar, de acuerdo a la conductividad y estado del buffer utilizado en el proceso de electroforesis.

Para mayor información consulte el manual del equipo.