

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 08 AÑO 2024			
Nombre del equipo:	Balanza mecánica de suelo	Modelo:	160KG		Riesgo del equipo:	I
Marca:	HEALTHMETER			Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		RECOMENDACIONES		
 La balanza mecánica permite disponer de una plataforma con espacio base adicional y con textura no resbaladiza, cuenta con una robusta plataforma y base de acero que aportan una mayor fuerza y durabilidad. Cada balanza de precisión está diseñada para brindar mediciones exactas, fiables y repetibles del peso y posee características que hacen que el proceso de pesaje sea simple, rápido y práctico.		 1. Puntero 2. Base antideslizante. 3. Chasis o estructura. 4. Mando de ajuste.		1.No guarde la balanza cerca de sustancias químicas, calentadores o radiadores. 2.No la deje caer, no la golpee y no salte en ella. 3.Esta balanza es un instrumento para pesar extremadamente sensible. Con sólo colocar o dejar caer en ella objetos tales como prendas de vestir o toallas podría funcionar incorrectamente. Para evitarlo, no ponga ningún		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
1.Capacidad y resolución: 160KG: 180kg x 1kg 2.Temperaturas de funcionamiento: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) 3.Temperaturas de almacenamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F a 125 °F) 4.Presión atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa 5.Humedad máxima: 85% HR en funcionamiento o almacenamiento 6.Plataforma: -Anchura: 11" (27.9 cm) -Profundidad: 12.5" (31.8 cm) -Altura: 3" (7.6 cm) Peso: 9 lb (4 kg) 7.Espacio ocupado por el Producto: -Anchura: 11.75" (29.8 cm) -Profundidad: 18.25" (46.4 cm) -Altura: 7.25" (18.4 cm)		1.Para evitar dañar la balanza al desembalarla, no utilice una cuchilla, un cuchillo, tijeras ni ningún otro objeto afilado al abrir el embalaje protector interior. 2.Retire la balanza mecánica de suelo de la caja, así como el material de embalaje con cuidado, para evitar rayar la unidad.		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		
				1.El pesaje es dudoso o la balanza no está en cero: Quite el objeto que está tocando la balanza, gire la manilla de ajuste a cero para alinear el indicador a cero de la balanza ó coloque la balanza sobre una superficie nivelada. 2.La medición del peso se lleva a cabo, pero el proceso es demasiado largo para estabilizarse: Indique al paciente que no se mueva.		
				PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
				1.Ponga la báscula en una superficie plana y rígida. 2.Asegure de que ningún objeto este en la báscula. 3.Dejar que se estabilice el indicador. De no ser así ajuste el puntero 4.Pida al paciente que se suba a la báscula. 5.La báscula indicara el peso del paciente. Nota: El valor varia hasta que el peso del paciente se estabilice.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						