

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012		
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO
15					03	2023	
Nombre del equipo:	MÁQUINA DE SUCCIÓN	Modelo:	9E-A	Riesgo del equipo:	IIA		
Marca:	KONSUNG			Clasificación del equipo:			
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		LIMPIEZA DEL EQUIPO			
 La máquina de succión es un aspirador portátil eléctrico diseñado para ser utilizado en la eliminación de fluidos en las vías respiratorias y para eliminar material infeccioso de heridas. Puede ser usado durante cirugía en la sala de operación o en la habitación del paciente.				Antes de su uso: - Desensamble todos los accesorios (excepto el filtro) y enjuague cada pieza con agua de la llave. Despues de su uso: - Lave los accesorios en una solución con agua caliente y detergente para platos y enjuague con agua caliente. - Desinfectante con alcohol al 70% siguiendo las recomendaciones del fabricante. - Si el filtro se encuentra de color amarillo o café o se encuentra húmedo, reemplácelo. No intente limpiar el filtro para reutilizarlo.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO		RECOMENDACIONES			
Voltaje: 110 V Potencia de entrada: 90 VA Límite de presión negativa: ≥ 0.075 MPa Tiempo de trabajo continuo: 0 - 30 min Tiempo de descanso: 30 min Flujo del compresor: ≥ 15 L/min Nivel de ruido: ≤ 65 dB Peso: 4.32 kg Temperatura de almacenamiento: -25°C - 70°C Humedad de almacenamiento: 10% - 90% Capacidad del recipiente de recolección: 1000 ml Registro sanitario: 2016DM-0015359		- Saque el cable de alimentación e inserte la clavija del cable en la ranura de alimentación. El indicador de alimentación se enciende cuando se conecta la alimentación. - Compruebe conexión de tubos y verificación de fugas. - Ajuste la presión negativa - Verifique y pruebe el mecanismo de control de desbordamiento.		- Si el fusible o compresor falla, la reparación debe ser realizada por un técnico calificado. - No exponga el dispositivo a una fuente de calor. - El dispositivo de succión no es adecuado para su uso en áreas donde existe peligro de explosión.			
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							