

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012																																		
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01																															
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO																																
				15	03	2023																																	
Nombre del equipo:	Equipo de organos de los sentidos	Modelo:	GZ-10	Riesgo del equipo:	I																																		
Marca:	LENZ			Clasificación del equipo:	Diagnóstico																																		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																																			
Indispensable para realizar consulta médica y revisión general, este kit cuenta con un otoscopio y un oftalmoscopio para examinar oídos y ojos respectivamente. El otoscopio tiene recubrimiento de fibra óptica para transmisión óptima de la luz, permitiendo al profesional de la salud tener una excelente visualización. El oftalmoscopio con luz LED y espejos reflectores cuenta con los cinco lentes de aperturas convencionales para realizar fondo de ojo. Su práctico estuche facilita su almacenamiento y transporte		 Oftalmoscopio 1 Cabezal 2 Orificio de observación 3 Selección de dioptrías 4 Visualizador de dioptría seleccionada 5 Base giratoria del cabezal 6 Mango ergonómico 7 Regulador ON /OFF 8 Tapa de baterías 9 Dial de selección de aperturas Otoscopio 1 Cabezal 2 Punta / Espéculo 3 Lente de magnificación 4 Base giratoria del cabezal 5 Regulador ON /OFF 6 Mango ergonómico 7 Tapa de baterías		> Oftalmoscopio con gama de lente +- 20D > Oftalmoscopio de 5 aberturas																																			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Usa paños humedecidos con alcohol isopropílico y evita el exceso de líquido para prevenir daños. Nunca sumerjas componentes electrónicos. Agentes desinfectantes recomendados: Soluciones de alcohol isopropílico al 70%. Peróxido de hidrógeno al 6-7% para desinfección profunda.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Otoscopio</th> <th>Oftalmoscopio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Referencia GZ-10</td> <td>HS-OT10</td> <td>HS-OT10Y</td> </tr> <tr> <td>Iluminación</td> <td>Fibra óptica</td> <td>Directa</td> </tr> <tr> <td>Magnificación</td> <td>3X</td> <td>15X</td> </tr> <tr> <td>Luminancia</td> <td>24 lúmen</td> <td>14 lúmen</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Modelo de bombilla</td> <td colspan="2">Bombilla tipo LED</td> </tr> <tr> <td>B109</td> <td>B206</td> </tr> <tr> <td>Parámetro eléctrico de bombilla</td> <td colspan="2">3.0 Vdc: 0.05A</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de color</td> <td>6000K</td> <td>3500K</td> </tr> <tr> <td>Tamaño de espéculos</td> <td>2(24- 3-4-5mm)</td> <td>***</td> </tr> <tr> <td>Baterías</td> <td colspan="2">2 X AA baterías alcalinas</td> </tr> </tbody> </table>			Otoscopio	Oftalmoscopio	Referencia GZ-10	HS-OT10	HS-OT10Y	Iluminación	Fibra óptica	Directa	Magnificación	3X	15X	Luminancia	24 lúmen	14 lúmen	Modelo de bombilla	Bombilla tipo LED		B109	B206	Parámetro eléctrico de bombilla	3.0 Vdc: 0.05A		Temperatura de color	6000K	3500K	Tamaño de espéculos	2(24- 3-4-5mm)	***	Baterías	2 X AA baterías alcalinas				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES No contiene alarmas			
	Otoscopio	Oftalmoscopio																																					
Referencia GZ-10	HS-OT10	HS-OT10Y																																					
Iluminación	Fibra óptica	Directa																																					
Magnificación	3X	15X																																					
Luminancia	24 lúmen	14 lúmen																																					
Modelo de bombilla	Bombilla tipo LED																																						
	B109	B206																																					
Parámetro eléctrico de bombilla	3.0 Vdc: 0.05A																																						
Temperatura de color	6000K	3500K																																					
Tamaño de espéculos	2(24- 3-4-5mm)	***																																					
Baterías	2 X AA baterías alcalinas																																						
				PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Otoscopio: 1. Colocar el cabezal en la ranura del mango atornillado en el sentido de las agujas de reloj .2. Enciende (o apague) el otoscopio empujando hacia abajo (o arriba) 3. Seleccione una punta adecuada para el canal auditivo del paciente y empujelo en el cabezal enroscandola en el sentido de las agujas de reloj. 4. Coloque el otoscopio con la punta en el canal auditivo del paciente Oftalmoscopio: 1. Colocar el cabezal en la ranura del mango atornillado en el sentido de las agujas de reloj .2. Enciende (o apague) el oftalmoscopio empujando hacia abajo (o arriba) 3. Desplace la rueda de dioptrías en dos direcciones y seleccionar la dioptría adecuada, lo que ayuda al usuario a obtener una visión más clara para el usuario. 4. Desplace la rueda de diafragmas para obtener la apertura necesaria																																			
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																																							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																																							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																																							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																																							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																																							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																																							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																																							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																																							