

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 17 MES 09 AÑO 2024			
Nombre del equipo:	Báscula pediátrica digital	Modelo:	553KL		Riesgo del equipo:	I
Marca:		Health o meter			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 La báscula 553KL fue diseñada para ser utilizada en un entorno médico profesional y por personal médico capacitado. Este producto fue diseñado para pesar bebés acostados o sentados en la bandeja. El uso previsto de la cinta de medición incluida es el medir la longitud del		 1.Base 2.OFF/ON 3.Zero/clear 4.Pantalla digital 5.Release 6.KG/ LB		1. Coloque 6 baterías alcalinas AA nueva en el compartimiento para la batería, debajo de la parte posterior de la base de la balanza. 2. Coloque la balanza en una superficie rígida y plana para asegurarse de su seguridad y exactitud. 3. Oprima el botón ON/OFF para encender la unidad. En el visor se mostrará 88:8.8.8 y luego 0:0.0 Junto con LB, a la derecha del visor (o 0.00 KG). Para cambiar las unidades a KG, oprima el botón KG/LB una vez. 4. Coloque el bebé en la balanza de modo que el peso quede distribuido uniformemente en la Bandeja. 5. Cuando se calcula un peso estable, un anillo pequeño aparecerá en la esquina izquierda superior del visor, junto con el peso del bebé. Según las unidades seleccionadas, el peso se muestra en Libras y onzas (LB) o en decimales (KG). 6. Si en el visor se muestra el mensaje "OVER", se ha excedido la capacidad de la balanza. 7. Para su conveniencia, se incluye una banda de medida. Pueden poner La banda de medida sobre el fondo o sobre el lado de la bandeja de peso.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.Capacidad: 44 libras / 20 kg 2.Resolución: 0.5 onzas / 10 g 3.Conectividad EMR por USB 4.Pantalla de cristal líquido (LCD) de 1 pulgada/2.5 cm 5.Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, Cero / Tara, Retención / Liberación, Cero automático, Apagado automático 6.Dimensiones de la bandeja: 24 7/8 pulgadas (ancho) × 13 pulgadas (profundidad) × 1 3/8 pulgadas (altura) / 632 mm (ancho) × 330 mm (profundidad) × 35 mm (altura) 7.Cinta métrica: 0 - 24 pulgadas / 0 - 58 cm 8.Incluye 6 baterías AA, Transformador de 110-240 V opcional (número de pedido ADPT30) 9.Estuche opcional (número de artículo 553CASE) 10.Carro para balanza opcional (número de pedido 2210CART)		ADAPTADOR CA (OPCIONAL) 1. Conecte el adaptador CA (no incluido) a la base de la báscula y luego a la toma de corriente.  2.El LED que se encuentra junto al enchufe se iluminará para indicar que la báscula está recibiendo alimentación.				
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN El proceso de limpieza y desinfección se debe de realizar con el producto institucional aprobado. En caso, de no contar con la disponibilidad del producto realizar la desinfección con alcohol al 70% con paños no esteriles.		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES 1.La báscula no enciende:Reemplace las baterías o mire que el adaptador este conectado. 2.En la pantalla aparece "OVER":Retire el exceso de peso. 3.En la pantalla aparece "UNDER":Borre el peso presionando el botón ZERO/CLEAR. 4.En la pantalla aparece "LO":Reemplace las baterías.				
FUNCIÓN CEROS/TARA Permite colocar otros objetos en la báscula durante el proceso de pesaje del bebé, sin que la lectura del peso se vea afectada. 1. Coloque el artículo que desea tarar en la bandeja de pesaje. 2. Presione y suelte el botón ZERO/CLEAR. La palabra "TARE" aparecerá en la pantalla y la pantalla volverá a 0.0. 3. Mantenga el objeto en la báscula y coloque al bebé en la misma, realizando el pesaje de manera regular. La báscula mostrará únicamente el peso del bebé. Nota: En caso de que la báscula no regrese a 0.0 cuando retire el objeto y al bebé de la bandeja, presione el botón ZERO/CLEAR una vez para regresar la pantalla a ceros.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						