

GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO BIS



I. Instrucciones de uso del equipo biomédico.

1. Prepare cuidadosamente la zona de colocación del sensor del BIS y colóqueselo al paciente según las instrucciones del fabricante.
2. Con la ayuda de la sujecion, asegure el BISX en una zona apropiada cercano a la cabeza del paciente
3. Introduzca la pestaña del sensor BIS en el conector del PIC hasta que encaje totalmente.
4. Verifique la comprobacion del sensor e inicie el Monitoreo

II. Descripción del Equipo



III. Modo de Operación del Equipo

1. Compruebe que todos los cables, incluido el cable de alimentación eléctrica, están conectados correctamente.
2. El cable largo del BISX™ debe estar conectado al puerto del BISX del monitor.
3. El Cable de Interfaz del Paciente debe conectarse a la unidad del BIS

4. Presione el botón situado en la parte derecha del monitor para encender. El color de la luz cambiara de amarillo a verde. El sistema inicia una autocomprobación para verificar que todo el equipo funciona correctamente