

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: FUENTE DE LUZ	CÓDIGO: NA
	MARCA: COVIDIEN	VERSIÓN: 1
	MODELO: LED 20	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO

Dispositivo medico con lámpara LED de 200 Watts indicada para la iluminación de la zona de cirugía durante los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en artroscopia, laparoscopia y endoscopia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de entrada de 100 a 240 V
- Temperatura de funcionamiento entre -10C a 50C
- Lámpara de luz led de 200 Watts

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación I de bajo riesgo.

ADVERTENCIAS DEL EQUIPO

- Mantenga el equipo conectado a la red AC

PARTES DEL EQUIPO

DELANTERA:

TRASERA:

DELANTERA:

1. Botón de ON/OFF
2. Multiconexión para conductores de luz
3. Interruptor de led STAND BY
4. Botones para regulación de intensidad lumínica

TRASERA:

5. Portafusibles
6. Conexión para cable de red
7. Interruptor principal de encendido
8. Conexión equipotencial
9. Conexión para puertos MIS
10. Interfaz para servicio técnico

ACCESORIOS DEL EQUIPO

1. Cable conductores de luz
2. Adaptador para conductores de luz.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1. Conecte el equipo a la red AC
2. Conecte el accesorio de conductor de luz
3. Encienda la fuente de luz
4. Verifique que los botones de aumentar y disminuir la intensidad lumínica funcionen.

POSIBLES ALARMAS Y ERRORES

La lámpara no enciende	Verifique que el equipo se encuentre conectado a la red AC y se encuentre encendido en la parte posterior.
Luz insuficiente	Compruebe que el cable conductor se encuentre en buen estado.
El conductor de luz no se puede adaptar	Verifique que la entrada de conductor de luz se encuentre correctamente asegurada al equipo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%, la manguera de calentamiento se esteriliza normalmente en autoclave hasta 100 veces.