

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012				
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO
				2	09	2024	
Nombre del equipo:	ECÓGRAFO	Modelo:	VOLUSON EXPERT 20		Riesgo del equipo:		IIA
Marca:	GENERAL ELECTRIC		Clasificación del equipo:		Diagnóstico		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PANEL DE CONTROL			
 Es un Sistema de Diagnóstico por Ultrasonidos que transmite ondas ultrasónicas al interior de los tejidos del cuerpo y construye imágenes a partir de la información contenida en los ecos recibidos. Sus aplicaciones clínicas son: Abdomen, obstétrica (incluido cardio fetal), ginecología, cardiología, transrectal, vascular, cefálica, pediatría, MSK, partes pequeñas (incluida mama).		 - Monitor - Puerto USB-C adicional - Puertos USB - Altavoces - Soporte para calentador de gel - Reproductor de DVD (opcional) - Cajón (opcional) - Panel táctil - Soporte de la sonda - Botones de ajuste de la interfaz de usuario (operador/panel de control/consola) - Interfaz de usuario (operador/panel de control/consola) - Puertos (conector) de la sonda - Reposapiés - Frenos de las ruedas -Frontal: bloqueo del giro y del freno. -Parte posterior 1: bloqueo del giro o bloqueo del freno y dirección -Traseras 2: desbloqueo del freno		 - Pantalla del panel táctil - Controles basculantes/de pulsación/giratorios del panel táctil - Controles del modo - Teclas configurables (programables) - Placa con el nombre Voluson - Botones para el ajuste de la altura de la consola de control - Iluminación de conexión/desconexión del área de la toma de la sonda - Botón para la rotación de la consola de control - Botón del modo de espera (incluye inicio de sesión/apagado) - Controles de pulsación/rotatorios de zoom/profundidad y ángulo/foco - Teclas de impresión (programables) - Tecla Congelar/Reproducir - La trackball y sus teclas			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Monitor plano LCD de 23 pulgadas de alta resolución; Incluye Brazo articulado; con Pantalla Touch Screen de 15.6 pulgadas; consola con 4 Puertos Activos, con 168.842.74 de Canales digitales de procesamiento; con un rango Dinámico mayor a 409 dB; con disco Duro de 1 TB. Las medidas de nuestro equipo son 113 cm altura, x 53 cm de ancho y x 96 cm de profundidad; voltaje de 110 V; 60 Hz.		ENCENDIDO - Conecte el cable de alimentación. - Encienda el interruptor principal situado en la parte trasera del sistema. - Para encender el sistema, pulse el botón de espera que se encuentra en la parte delantera derecha del panel de control. - Cuando se haya completado la inicialización, se muestra la pantalla en modo 2D por defecto con la sonda seleccionada.					
LIMPIEZA DEL EQUIPO - Apague y desconecte el equipo. - Con un trapo suave, retire todo el gel que este alrededor de las teclas más usadas. - conecte y encienda el equipo nuevamente.		LIMPIEZA DE TRANSDUCTORES - Desconecte la sonda y con un trapo, retire el gel de la sonda. - Limpie la sonda y el cable con un trapo humedecido en agua jabonosa tibia y enjuague con un trapo humedecido en agua limpia hasta eliminar todo el jabón.					
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 2	MES 09	AÑO 2024

Nombre del equipo: ECÓGRAFO	Modelo: VOLUSON EXPERT 20	Riesgo del equipo: IIA
Marca:	GENERAL ELECTRIC	Clasificación del equipo: Diagnóstico

APAGADO	UTILIZACIÓN DEL MODO 2D	UTILIZACIÓN DEL MODO DOPPLER TISULAR
1. Pulse el botón de espera que se encuentra en la parte delantera derecha del panel táctil y seleccione Apagado en el cuadro de diálogo. 2. Después de apagar el sistema por completo, debe esperar al menos 10 segundos antes de desconectar el interruptor de toma de CA del panel posterior de la consola.	1. Conecte una sonda al sistema. 2. Inicie un nuevo examen e introduzca toda la información de paciente pertinente. 3. Seleccione la sonda y establézcala como predeterminada. 4. Aparece el menú 2D principal en el panel táctil. 5. Realice la exploración. 6. Pulse Congelar.	1. Pulse 2D en la interfaz del usuario para activar el modo B. 2. Pulse C en la interfaz del usuario para iniciar el modo de flujo de color. 3. Pulse TD en el panel táctil para iniciar el Modo TD. 4. Aparece el menú Principal de TD en el panel táctil. 5. Pulse el botón superior de la bola de control del cursor (Cambiar) y ajuste el tamaño y la posición del cuadro de TD con la bola de control del cursor.
CONEXIÓN DE UNA SONDA	MODO FLUJO DE COLOR (CFM)	MODO DOPPLER DE POTENCIA (PD)
1. Enchufe el conector de la sonda en una toma libre. 2. Gire la palanca de bloqueo de la sonda hacia la posición vertical. Asegúrese de que la sonda esté firmemente asentada. 3. Coloque el cable y la sonda en el soporte suministrado.	Es un modo Doppler destinado a añadir información cualitativa codificada mediante color sobre la velocidad y la dirección relativas del movimiento de la sangre en la imagen del modo B. 	Es una técnica de asignación del flujo de color utilizada para asignar la potencia de la señal procedente del flujo, en lugar del cambio de frecuencia de la señal. Mediante esta técnica, el sistema de ultrasonidos traza el flujo de color en función del número de reflectores que se mueven y con independencia de su velocidad. 
SELECCIÓN DE UNA SONDA	MODO 2D (B)	MODO DOPPLER TISULAR (TD)
1. Las sondas conectadas aparecen en el panel táctil. 2. Toque la sonda deseada. El botón de la pantalla táctil aparecerá en verde. 3. Seleccione una carpeta de aplicaciones. 4. Seleccione un predefinido. 5. Aparece el menú principal 2D en el panel táctil. 6. Realice la exploración.	El modo B proporciona imágenes bidimensionales y funciones de medición de la estructura anatómica de tejido blando. 	Genera una imagen en color empleando el principio Doppler. La imagen en Color se superpone a la imagen bidimensional. La imagen tisular proporciona información sobre la dirección y velocidad del movimiento tisular. 
UTILIZACIÓN DEL MODO PD		
1. Pulse 2D en la interfaz del usuario para activar el modo B. 2. Pulse PD en la interfaz del usuario para iniciar el modo Doppler de potencia. 3. Aparece el menú Principal de PD en el panel táctil. 4. Pulse Congelar.		

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.	