

	GUIA DE USO EQUIPOS BIOMEDICOS	CÓDIGO
		GMTO-F68
	GESTION DEL MANTENIMIENTO	VERSION
		V01-2018
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 767		
PARTES		
	1. Nombre de la parte.	
	1. Oftalmoscopio.	
	2. Otoscopio.	
	3. Cuerpo o base del equipo.	
	4. Foto sensor.	
	5. Mango.	
	6. Cableado resortado.	
Uso del Equipo (describa el paso a paso del uso del equipo)	Verificar el estado del equipo antes de su uso.	
	Conectar el equipo a la red electica. (110 V).	
	Levantar de la base el oftalmoscopio u Otoscopio según necesidad, pero siempre una a la ves ya que al levantar los dos al tiempo uno de los dos no funcionara.	
	Ver como el equipo enciende su respectivo bombillo para su funcionamiento.	
	Luego de realizar el diagnostico coloque el mango del equipo nuevamente en la base vera como nuevamente la foto sensor desactiva o apaga el bombillo del equipo.	
Advertencias y Recomendaciones	Advertencias según fabricante	
	No golpear el equipo.	
	En caso de falla comunicarse con el departamento de equipo Biomédico.	
	Limpiar y desinfectar los equipos luego de cada uso.	
	Verificar que los equipos tengan el bombillo apagado luego de la jornada, para evitar deterioro o daño del mismo.	
	Operar en otros voltajes y frecuencias que los especificados puede hacer daño al equipo.	
Limpieza	Segùn protocolo de limpieza y desinfección.	