

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012																									
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	AÑO 2025																						
			FECHA DE EMISIÓN: 15	MES 01																								
Nombre del equipo:	DESCONGELADOR DE PLASMA		Modelo:	DH2																								
Riesgo del equipo:			I																									
Marca:	HELMER		Clasificación del equipo:	CLASE A																								
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																								
Los sistemas de descongelación de plasma de Helmer están diseñados para descongelar hemoderivados congelados y otros productos médicos, biológicos y productos científicos				<table><thead><tr><th>Botón</th><th>Nombre del botón</th><th>Función</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>TIEMPO DEL CICLO</td><td>► Establecer el tiempo del ciclo de descongelación (en minutos) ► Extender el tiempo del ciclo de descongelación ► Seleccionar el ajuste de retención ("HOLD")</td></tr><tr><td></td><td>INICIO DEL CICLO</td><td>Iniciar un ciclo de descongelación</td></tr><tr><td></td><td>LEVANTAR</td><td>► Pausar un ciclo de descongelación en proceso (presione para levantar la canasta) ► Reanudar un ciclo de descongelación en pausa (presione para bajar la canasta) ► Detener un ciclo de descongelación</td></tr></tbody></table>			Botón	Nombre del botón	Función		TIEMPO DEL CICLO	► Establecer el tiempo del ciclo de descongelación (en minutos) ► Extender el tiempo del ciclo de descongelación ► Seleccionar el ajuste de retención ("HOLD")		INICIO DEL CICLO	Iniciar un ciclo de descongelación		LEVANTAR	► Pausar un ciclo de descongelación en proceso (presione para levantar la canasta) ► Reanudar un ciclo de descongelación en pausa (presione para bajar la canasta) ► Detener un ciclo de descongelación										
Botón	Nombre del botón	Función																										
	TIEMPO DEL CICLO	► Establecer el tiempo del ciclo de descongelación (en minutos) ► Extender el tiempo del ciclo de descongelación ► Seleccionar el ajuste de retención ("HOLD")																										
	INICIO DEL CICLO	Iniciar un ciclo de descongelación																										
	LEVANTAR	► Pausar un ciclo de descongelación en proceso (presione para levantar la canasta) ► Reanudar un ciclo de descongelación en pausa (presione para bajar la canasta) ► Detener un ciclo de descongelación																										
		<table><thead><tr><th>Etiqueta</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Ventilador (modelos DHB de 100 V)</td></tr><tr><td>B</td><td>Conexión de drenaje</td></tr><tr><td>C</td><td>Tubo de drenaje con válvula de aceptación</td></tr><tr><td>D</td><td>Tapa del puerto de drenaje</td></tr><tr><td>E</td><td>Etiqueta de especificaciones del producto</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Etiqueta</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>F</td><td>Panel de control</td></tr><tr><td>G</td><td>Cobertor</td></tr><tr><td>H</td><td>Canasta</td></tr><tr><td>I</td><td>Soporte de envoltura de plasma</td></tr></tbody></table>		Etiqueta	Descripción	A	Ventilador (modelos DHB de 100 V)	B	Conexión de drenaje	C	Tubo de drenaje con válvula de aceptación	D	Tapa del puerto de drenaje	E	Etiqueta de especificaciones del producto	Etiqueta	Descripción	F	Panel de control	G	Cobertor	H	Canasta	I	Soporte de envoltura de plasma	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PRECAUCIÓN: Algunas superficies del equipo pueden estar calientes o afiladas. Tenga cuidado al limpiar para evitar lesiones. Limpie las superficies exteriores con un paño de algodón suave y un limpiador líquido no abrasivo. Limpie las superficies recubiertas de polvo con un detergente suave. Limpie las superficies de acero inoxidable con un limpiador de laboratorio de uso general adecuado para acero inoxidable. Cosas importantes a tener en cuenta: • Si limpia alrededor de componentes eléctricos y cableado, o alrededor de piezas móviles, apague el equipo y permita que el piezas dejen de moverse antes de continuar. • No rocíe componentes eléctricos ni tire del cableado que va a los conectores. Interior Limpie las superficies recubiertas de polvo con un detergente suave. Limpie las superficies de acero inoxidable con un laboratorio de uso general. Limpiador apto para acero inoxidable.		
Etiqueta	Descripción																											
A	Ventilador (modelos DHB de 100 V)																											
B	Conexión de drenaje																											
C	Tubo de drenaje con válvula de aceptación																											
D	Tapa del puerto de drenaje																											
E	Etiqueta de especificaciones del producto																											
Etiqueta	Descripción																											
F	Panel de control																											
G	Cobertor																											
H	Canasta																											
I	Soporte de envoltura de plasma																											
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES																										
DH2 Voltaje y frecuencia de entrada 100 V, 50 Hz/115 V, 50-60 Hz/230 V, 50-60 Hz Tolerancia de voltaje ±10 % Cortacircuitos 5 A (100 V) 4 A (115 V) Consumo de energía 3,0 A (100 V) 2,5 A (115 V) Fuente de alimentación Varía (consulte la etiqueta de especificaciones del producto)		<table><thead><tr><th>Alarma</th><th>Tipo de alarma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alta temperatura</td><td>A, V ("AL," en el controlador de temperatura, "E1" en todos los indicadores de tiempo de ciclo)</td></tr><tr><td>Baja temperatura</td><td>A, V ("AL," en el controlador de temperatura)</td></tr><tr><td>Mal funcionamiento del sistema de elevación</td><td>A, V ("E2" en el indicador de tiempo de ciclo afectado)</td></tr></tbody></table>				Alarma	Tipo de alarma	Alta temperatura	A, V ("AL," en el controlador de temperatura, "E1" en todos los indicadores de tiempo de ciclo)	Baja temperatura	A, V ("AL," en el controlador de temperatura)	Mal funcionamiento del sistema de elevación	A, V ("E2" en el indicador de tiempo de ciclo afectado)															
Alarma	Tipo de alarma																											
Alta temperatura	A, V ("AL," en el controlador de temperatura, "E1" en todos los indicadores de tiempo de ciclo)																											
Baja temperatura	A, V ("AL," en el controlador de temperatura)																											
Mal funcionamiento del sistema de elevación	A, V ("E2" en el indicador de tiempo de ciclo afectado)																											
		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Puesta en marcha inicial 1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente con conexión a tierra que cumpla con los requisitos eléctricos de la etiqueta de especificaciones del producto. 2. Para encender el descongelador de plasma, asegúrese de que el botón AC ON/OFF (encendido/apagado) esté en ON. Llenado de la cámara Dos líneas de llenado están marcadas en la pared trasera de la cámara. Las líneas indican el nivel máximo de agua para las siguientes aplicaciones: ◆ Línea superior: nivel máximo para descongelar bolsas al azar ◆ Línea inferior: nivel máximo para descongelar bolsas de aféresis																										
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																												
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																												
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																												
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																												
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																												
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																												
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																												
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																												