

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: UNIDAD DE ULTRASONIDO	CÓDIGO: NA
	MARCA: INTELECT MOVILE	VERSIÓN: 1
	MODELO: 2776 / I38CSP	FECHA DE ELABORACIÓN: 10/04/2023

USO DEL EQUIPO



Equipo biomédico que utiliza corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor nervioso, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares. Ayuda a reducir los espasmos musculares, calambres, hinchazón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Frecuencia de 1 a 3 MHz de manera pulsada
- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica
- No exceder los 30 minutos de tratamiento recomendados
- Frecuencia de pulso de 16, 48 y 100 Hz
- Entrada de batería de 110V

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de riesgo moderado.

PARTES DEL EQUIPO



1. Cabezal de ultrasonido
2. Indicador de conexión
3. Aplicador
4. Botón para aumentar o disminuir intensidad
5. Botón para empezar terapia
6. Botón para pausar terapia
7. Botón para parar terapia
8. Botón para aumentar o disminuir tiempo
9. Biblioteca clínica de terapias
10. Pantalla LCD
11. Botón ON/OFF
12. Botón para aumentar frecuencia de pulso
13. Botón para ajustar intensidad
14. Botón para bajar frecuencia de pulso
15. Botón para calentamiento de cabezal

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODO GALVÁNICA:



Es una corriente continua que fluye en una sola dirección, esta puede ser continua o corriente interrumpida.

Intensidad de Salida 0-80 mA
Polaridad Positiva o Negativa
Inversión de Polaridad Encendida o Apagada

MODO BIFÁSICA ASIMETRICA:



Corriente con duración de pulso corto, produce estimulación fuerte de fibras nerviosas y tejido muscular, utiliza frecuencias de 1-250 Hz.

Intensidad de Salida 0-80 mA
Duración de Fase Regulable entre 20-1000 µseg

MODO CORRIENTE PULSADA:



Corriente con duración de pulso demasiado breve, caracterizado por dos picos distintos de alto voltaje, la corriente solo fluye en una sola dirección.

Intensidad de Salida 0-500 V
Polaridad Positiva o Negativa

MODO MICROCORRIENTE:



Corriente con intensidad muy baja, se utiliza normalmente en el tratamiento de heridas, para ayudar a estimular la cicatrización natural fisiológica.

 		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: UNIDAD DE ULTRASONIDO		CÓDIGO: NA	
MARCA: INTELECT MOVILE		VERSIÓN: 1	
MODELO: 2776 / I38CSP		FECHA DE ELABORACIÓN: 10/04/2023	

PREPARACIÓN DEL PACIENTE	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO	TERAPIA COMBINADA:
1. En caso, de realizar terapia de ultrasonido lavar y limpiar la piel del paciente con jabón y agua suave. 2. Seque completamente la piel. 3. Aplique generosamente gel de ultrasonido y prepare el equipo para realizar la terapia. 4. En caso de realizar terapia de combinación con electrodos 5. Elija la referencia de electrodos a utilizar 6. Coloque los dos electrodos en el cable conductor rojo y otro en el cable conductor negro 7. Utilice un medio conductor, como esponjas húmedas o gel conductor 8. Deje sujetado cada uno de los electrodos 9. Conecte el canal Stim 1 para el funcionamiento de los electrodos 10. Programe el equipo, según la necesidad requerida.	ELECTROTERAPIA:  1. Prepare el paciente según la necesidad de la terapia 2. Encienda el equipo 3. Conecte el cable conductor según la onda que se piense usar 4. Ajuste el canal a utilizar y elija la onda a utilizar 5. Ajuste cada uno de los parámetros de la onda según la necesidad del paciente y de la terapia 6. Pulse el botón de iniciar tratamiento 7. Pulse el botón de pausar en caso de ser necesario 8. Al terminar la terapia limpie el equipo con el desinfectante aprobado en la institución. ULTRASONIDO:  1. Prepare el paciente según la necesidad de terapia 2. Enciende el equipo y verifique que el ultrasonido se encuentre conectado al equipo 3. Elija la onda que se va a utilizar y ajuste el valor de frecuencia de 1 0 3 MHz 4. Ajuste el ciclo de funcionamiento según la terapia a realizar entre 10%,20%,50% o continuo 5. Ajuste la frecuencia de pulso entre 16,48 o 100 Hz 6. Caliente el ultrasonido 7. Pulse el botón de iniciar tratamiento	TERAPIA COMBINADA: 1. Prepare el paciente según la necesidad de la terapia 2. Encienda el equipo 3. Conecte el cable conductor según la onda que se piense usar y verifique que el ultrasonido se encuentre conectado 4. Inserte el cable conductor y ajuste la forma de onda a utilizar 5. Pulse los botones de Flecha de Subir y Bajar para marcar Editar Stim. 6. Pulse el botón de Entrar para aceptar la selección. Se visualizan los parámetros de la Forma de Onda actual 7. Ajuste los parámetros de intensidad para la terapia de ultrasonido 8. Pulse el botón empezar 9. Puede hacer cambios en el parámetro y parar o hacer una pausa en la terapia en el Canal 1, Canal 2, o Ultrasonido para marcar la forma adecuada de la terapia, y hacer los cambios necesarios. 10. Cuando haya terminado el tratamiento, quite todos los electrodos del paciente y limpie el equipo con el desinfectante elegido. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

BIBLIOTECA CLÍNICA DE TERAPIAS



Seleccione este botón, cuando se quieran ajustar y consultar terapias de manera automática según las necesidades requeridas de cada paciente.