

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				5	01	2024
Nombre del equipo:	MONITOR LCD 27"	Modelo:	RADIANCE 90R0100		Riesgo del equipo:	N/R
Marca:	NDS	Clasificación del equipo:				APOYO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO						
Equipo biomedico utilizado en procedimientos quirurgicos.que brinda imágenes graficas y videos de alta calidad.		Adaptador de alimentación de 120VAC/60Hz-24VDC, Consumo:70W		Utilice un cable de alta calidad y, si es posible, reduzca la velocidad de regeneración vertical. Velocidades de barrido inferiores pueden contribuir a eliminar los reflejos.		
		INICIO RAPIDO				
		Encendido de la unidad:				
		Conecte la fuente de alimentacion a la pantalla utilizando el enchufe de alimentacion.		RECOMENDACIONES Las imágenes de un monitor LCD son mas claras que las de un tubo de rayos catodicos, se recomienda que los usuarios principiantes observen la pantalla junto a un tubo de rayos catodicos para entender la diferencia de calidad visual		
		Enchufe el adaptador de CA				
		Conecte una fuente de video en la pantalla				
		Encienda el dispositivo periferico (fuente de luz o videoprocesador)		Ningún componente de este producto puede entrar en contacto con los pacientes. Nunca toque el producto y a un paciente al mismo tiempo.		
		Encienda la pantalla				
		A continuacion el equipo iniciara y se mostrara en pantalla el logo de NDS y un video.				
		BOTONES DE LA PANTALLA				
		El monitor no se debe utilizar en presencia de mezclas de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.				
ESPECIFICACIONES TECNICAS		1. Botón para seleccionar tipos de entrada para el monitor 2. Botón para acceder al Menu del monitor 3. Botón para intercambiar entradas principal/ secundario 4. Botón para desplazarse y ajustar pantalla 5. Botón para ajustar pantalla de diferentes manera 6. Botón para ajustar niveles de brillo, contraste e iluminación				
Monitor de 27" Pulgadas		Es recomendable tener un monitor de repuesto en procedimientos criticos.				
Monitor de Grado Medico						
Imagen Dual						
Menú en Ingles/Español		No dejar una imagen fija congelada por lo que puede que genera la quemada de la imagen, por lo tanto apague el monitor cuando no lo este utilizando				
Formato en Alta Definición HD, Relación de Aspecto 16:9						
Resolución de 1920 X 1080 pixeles						
Angulo de Visión Horizontal 178° & Vertical 178°		Este producto tiene capacidad para mostrar imágenes de radiología (PACS) a efectos de referencia exclusivamente, no con fines de diagnóstico.				
Backlight tipo LED						
Entradas y Salidas Digitales HD: DVI y SDI Opción: S-Video y Compuesto						
SOLUCION DE PROBLEMAS Apague y encienda la pantalla. Si aparece el logotipo NDS, significa que la pantalla está funcionando correctamente. Compruebe que la función de gestión de potencia de pantalla (DPMS) está habilitada.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						