

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Fuerzas Armadas F.A.F.	 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD NORMAS E INTERNACIONAL	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: ANALIZADOR DE GASES	CÓDIGO: NA
			MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
			MODELO: ULTRAVIEW SL91518	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022

USO DEL EQUIPO



Dispositivo utilizado para realizar monitoreo de las concentraciones de gases, además alerta al personal clínico cuando la concentración de agentes anestésicos, oxígeno, dióxido de carbono u óxido nitroso excede los límites definidos.



CARACTERÍSTICAS

1) Medición de la FR, CO₂, O₂, N₂O y anestésicos:

- Detectar hasta dos anestésicos simultáneamente.
- Valores inspirados y espirados de halotano (HAL).
- Isoflurano (ISO).
- Enflurano (ENF).
- Sevoflurano (SEV).
- Desflurano (DES).
- Valores inspirados y espirados de N₂O y O₂.
- Valores inspirados de CO₂ (CO₂ I) y CO₂ de flujo final (EtCO₂).

2) Características automáticas:

- Identificación de anestésicos.
- Compensación de T° y presión.

3) Modo de muestreo suspendido:

Permite que el módulo permanezca caliente entre procedimientos cuando el muestreo está desactivado.

4) Valores de CAM/EDADCAM:

- CAM (con cálculo automático).
- EDADCAM (con ajuste según la edad y T° corporal).

5) Sensor paramagnético de oxígeno:

La concentración de oxígeno se mide mediante un sensor paramagnético.

COMPATIBILIDAD



Monitores compatibles:

- qube™.
- XPREZZON™.
- Ultraview SL™.
- SL2400 (91369) SL2600 (91370) SL2700 (91387-27) SL2800 (91387-28).
- Ultraview UCW (90385)-No con serie inferior a 387-1xxxxx.
- Ultraview 1700 (90387)-No con serie inferior a 387-1xxxxx.
- Ultraview 1500 (90363).
- Ultraview 1600 (90364).
- Ultraview 1050 (90369).
- Ultraview 1030 (90367).

RECOMENDACIONES

- El uso del módulo está limitado a una vez por paciente.
- Las alarmas están apagadas de manera predeterminada, configure las alarmas de acuerdo a las necesidades.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO



Clasificación IIB de Riesgo alto.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.