

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001 PAGINA: 01 DE: 01 FECHA DE EMISIÓN: 15 03 2023																																																			
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS																																																					
Nombre del equipo:	Electrocauterio	Modelo:	SURGITRON DUAL S5		Riesgo del equipo:	IIB																																																
Marca:	Ellman			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO																																																	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																																																		
				FULGURATION - Para seleccionar la fulguración con distancia disruptiva presione el botón "SELECT" en el modo "FULGURAT" como se muestra en el cuadro VERDE 2 y presione el pedal del interruptor de pie "COAG". Para aumentar o disminuir la potencia presione el (+) o (-) que se muestra en cuadro AZUL 3. BIPOLAR - Seleccione "BIPOLAR" presionando el botón "SELECT" como se muestra en el cuadro VERDE 2. Para aumentar o disminuir la potencia presione el (+) o (-) cuadro AZUL 3.																																																		
El Ellman S5-Pelleve es una fuente de energía altamente confiable que corta y coagula tejidos blandos utilizando tecnologías de ondas de radio frecuencia. El equipo opera a 4MHz permitiendo cortes precisos. Además, ofrece otros tipos de ondas que alcanzan un efecto hemostático en el tejido.		CUT/COAG - Para realizar corte con coagulación, seleccionar la opción de corte y coagulación (CUT/COAG) del tablero pulsando el botón "SELECT" en el modo "CUT/COAG" que se muestra en el cuadro ROJO 1, su selección la indica el led que alumbra. Para aumentar o disminuir la potencia presione el (+) o (-) que se muestra en cuadro AMARILLO 4.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza de la superficie del equipo y los accesorios se puede realizar con un paño suave humedecido con un limpiador comercial, no abrasivo o una solución de 70% de alcohol diluido en agua. Secar bien la superficie y evitar exceso de líquidos. 2. Si las asas son desechables proceda a botarla adecuadamente, si son reutilizable debe esterilizar.																																																		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modo/Carácter</th> <th>Capacidad de onda de la corriente de salida</th> <th>Potencia de salida máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cut</td> <td>sinusoide de 4,0 MHz</td> <td>120 W a 500 Ω</td> </tr> <tr> <td>Cut/Coag</td> <td>4,0 MHz onda completa envolvente rectificadora</td> <td>90 W a 500 Ω</td> </tr> <tr> <td>Hemo</td> <td>4,0 MHz onda parcialmente envolvente rectificadora</td> <td>60 W a 500 Ω</td> </tr> <tr> <td>Fulgurate</td> <td>4,0 MHz con modulación</td> <td>45 W a 500 Ω</td> </tr> <tr> <td>Bipolar</td> <td>1,7 MHz</td> <td>120 W a 200 Ω</td> </tr> </tbody> </table>		Modo/Carácter	Capacidad de onda de la corriente de salida	Potencia de salida máxima	Cut	sinusoide de 4,0 MHz	120 W a 500 Ω	Cut/Coag	4,0 MHz onda completa envolvente rectificadora	90 W a 500 Ω	Hemo	4,0 MHz onda parcialmente envolvente rectificadora	60 W a 500 Ω	Fulgurate	4,0 MHz con modulación	45 W a 500 Ω	Bipolar	1,7 MHz	120 W a 200 Ω	HEMO - Para hemostasia para controlar la mayoría de las formas de sangrado, seleccione "HEMO" pulsando el botón "SELECT" en el modo HEMO que muestra en cuadro VERDE 2, su selección la indica el led que alumbra. Para encender el indicador "HEMO", para aumentar o disminuir la potencia presione el (+) o (-) que se muestran en el cuadro AZUL 3. CUT - Para realizar corte, seleccionar la opción de corte (CUT) del tablero pulsando el botón "SELECT" en el modo "CUT" que se muestra en el cuadro ROJO 1, su selección la indica el led que alumbra. Para aumentar o disminuir la potencia presione el (+) o (-) que se muestra en cuadro AMARILLO 4.		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CÓDIGO DE ERROR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interfaz con pantallas falló</td><td>1</td></tr> <tr><td>Interfaz con Indicadores luminosos falló</td><td>2</td></tr> <tr><td>Interfaz con teclado falló</td><td>3</td></tr> <tr><td>El procesador tuvo un reinicio caliente</td><td>4</td></tr> <tr><td>Error convertidor A/D</td><td>7</td></tr> <tr><td>La interfaz del interruptor pie/dedo falló</td><td>8</td></tr> <tr><td>Interfaz con sensor de unión falló</td><td>9</td></tr> <tr><td>Teclado presionado durante la protección de encendido falló</td><td>10</td></tr> <tr><td>Interruptor de pie/dedo presionado durante la protección de encendido falló</td><td>11</td></tr> <tr><td>Temperatura fuera de sus límites</td><td>12</td></tr> <tr><td>Prueba de potencia de salida falló</td><td>13</td></tr> <tr><td>Tabla de linealización en error</td><td>15</td></tr> <tr><td>Lectura EEPROM</td><td>16</td></tr> <tr><td>Escritura EEPROM</td><td>17</td></tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE ERROR	Interfaz con pantallas falló	1	Interfaz con Indicadores luminosos falló	2	Interfaz con teclado falló	3	El procesador tuvo un reinicio caliente	4	Error convertidor A/D	7	La interfaz del interruptor pie/dedo falló	8	Interfaz con sensor de unión falló	9	Teclado presionado durante la protección de encendido falló	10	Interruptor de pie/dedo presionado durante la protección de encendido falló	11	Temperatura fuera de sus límites	12	Prueba de potencia de salida falló	13	Tabla de linealización en error	15	Lectura EEPROM	16	Escritura EEPROM	17
Modo/Carácter	Capacidad de onda de la corriente de salida	Potencia de salida máxima																																																				
Cut	sinusoide de 4,0 MHz	120 W a 500 Ω																																																				
Cut/Coag	4,0 MHz onda completa envolvente rectificadora	90 W a 500 Ω																																																				
Hemo	4,0 MHz onda parcialmente envolvente rectificadora	60 W a 500 Ω																																																				
Fulgurate	4,0 MHz con modulación	45 W a 500 Ω																																																				
Bipolar	1,7 MHz	120 W a 200 Ω																																																				
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE ERROR																																																					
Interfaz con pantallas falló	1																																																					
Interfaz con Indicadores luminosos falló	2																																																					
Interfaz con teclado falló	3																																																					
El procesador tuvo un reinicio caliente	4																																																					
Error convertidor A/D	7																																																					
La interfaz del interruptor pie/dedo falló	8																																																					
Interfaz con sensor de unión falló	9																																																					
Teclado presionado durante la protección de encendido falló	10																																																					
Interruptor de pie/dedo presionado durante la protección de encendido falló	11																																																					
Temperatura fuera de sus límites	12																																																					
Prueba de potencia de salida falló	13																																																					
Tabla de linealización en error	15																																																					
Lectura EEPROM	16																																																					
Escritura EEPROM	17																																																					
MODOS DE OPERACIÓN DE ACCESORIOS 1. MODO DE OPERACIÓN LAPIZ: Recuerda que con el lapiz del electrocauterio puedes realizar corte (CUT), CORTE/COAGULACIÓN y HEMOSTASIA.		MODOS DE OPERACIÓN DE PEDALES: Recuerda que con los pedales puedes realizar todos los modos de operación.		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Seleccione la potencia deseada, comenzar por potencia baja e ir aumentando gradualmente. Ubique la placa neutralizante al paciente. Presione pedal o pieza de mano para activar el equipo, no permita que se acumulen líquidos bajo o al rededor del paciente																																																		
CARACTERÍSTICAS: 1. Voltaje nominal: 100-240V 2. Frecuencia: 50-60 Hz 3. Entrada de corriente: 3.3/1.5 A 4. Potencia de fusibles en el suministro: 240/220V																																																						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																																																						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																																																						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																																																						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																																																						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																																																						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																																																						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																																																						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																																																						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:	FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO	
			15	03	2023		
Nombre del equipo:		Modelo:		Riesgo del equipo:			
Marca:				Clasificación del equipo:			
FORMATO ABIERTO PARA LA REALIZACIÓN DE GUÍAS							
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							