

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>22</td> <td>MES</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	22	MES	08	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	22	MES	08														
AÑO	2024																
Nombre del equipo:	Desfibrilador	Modelo:	S5	Riesgo del equipo:	IIB												
Marca:	COMEN			Clasificación del equipo:	Tratamiento												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
 El monitor se utiliza para la desfibrilación manual, la desfibrilación DEA, la estimulación y el monitoreo ECG de 3 o 5 derivaciones, monitoreo de SpO2, medición de NIBP, medición IBP de dos canales y monitoreo EtCO2. La desfibrilación manual permite la cardioversión sincronizada. El monitor se puede utilizar en hospital, ambulancia, escena de emergencia y otros lugares.		 Área 1 1. Luces de alarma, 2. Pantalla, 3. Indicadores: Alimentación de CA, batería y servicio, 4. Botones programables: Correspondencia uno a uno con las etiquetas de los botones en pantalla de visualización. Área 2 1. Menú principal: Presione para mostrar o salir del menú principal, 2. Actividad: Presione para marcar algunos eventos específicos, o para mostrar o salir del menú, 3. Pausa de alarma: Presione para pausar las alarmas, 4. Seleccionar derivación: Presione para seleccionar derivación para la primera forma de onda del ECG, 5. Selector giratorio: Se utiliza para seleccionar menús y confirmar configuraciones; gire hacia la derecha o la izquierda para mover el cursor y presione para seleccionar, 6. NIBP: Presione para comenzar o detener la medición de NIBP, 7. Tecla de registro. Área 3 1. Gire para cambiar el modo de funcionamiento y nivel de energía, 2. Botón de selección de energía: Presione "-" y "+" para disminuir y aumentar respectivamente el nivel de energía en el modo de desfibrilación manual, 3. Botón de carga: Presione para cargar el desfibrilador, 4. Botón de choque: Presione para desfibrilar o descargar energía a los pacientes.		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. PANTALLA  1. Área de información del paciente: Muestra el tipo de paciente, el estado del marcapasos y el nombre. 2. Hora: Muestra la hora actual configurada del monitor. 3. Iconos de aviso: Pausa, volumen, apagado y restablecimiento de alarma. 4. Mensaje de alarma técnica: Alarma técnica actual (por ejemplo: DER. ECG APA). 5. Mensajes de alarmas fisiológicas: Muestra la alarma fisiológica actual (por ejemplo: FR MUY ALTA). 6. Icono de estado de la batería. 7. Área de parámetros: Valor medido y establece el límite de la alarma del sistema para cada parámetro fisiológico. 8. Etiquetas de los botones programables: Estas tres etiquetas corresponden directamente con los tres botones programables debajo de ellas. 9. Área de mensaje de estado: Muestra mensaje de estado y mensaje de aviso. 10. Tiempo transcurrido: Muestra el tiempo de funcionamiento. 11. Área de mensajes de desfibrilación manual: Muestra la energía seleccionada, la cantidad de descargas y el mensaje de aviso relativo. 12. Área de forma de onda: Medidas de las ondas con el nombre en la esquina superior izquierda.													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Pantalla de alta resolución color TFT 7" 2. Palas externas de adulto y pediátricas 3. Sencillo e intuitivo 4. Portátil y ligero 5. Módulo AED para adulto y pediátrico 6. Módulo ECG con cable paciente de 5 terminales incluido. 7. Batería de litio de 5.000 mAh 8. Módulo de alimentación CA y cargador de batería integrados. 9. Protección antigolpes y caídas, Resistencia al agua y polvo IPX4 10. Grabación sonido ambiente en modo AED 11. Grabación de eventos y tendencias y datos OPCIONES: SPO2, NIBP, EtCO2, Batería 7.500 mAh 12. Tensión de alimentación externa: CA (100-240) V(± 10%) 13. Frecuencia: 50 o 60 Hz		El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera: 1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima. 2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica 3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo 4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos. 5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo. 6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas 7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.															

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO
				22	08	2024
Nombre del equipo:	Desfibrilador	Modelo:	S5		Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	COMEN				Clasificación del equipo:	Tratamiento
MODO DE FUNCIONAMIENTO		MODO DE MONITORIZACIÓN		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
El monitor desfibrilador es para su uso prehospitalario y en el hospital y sólo debe ser utilizado por personal médico cualificado que haya recibido la formación suficiente sobre su operación, la formación sobre asistencia vital básica y la formación sobre asistencia vital cardiaca avanzada.		En el modo monitor, el monitor desfibrilador es para adultos, monitoreo de cabecera pediátrico y neonatal, y puede ser usado para monitorear, visualizar, almacenar, revisar y transferir varios parámetros fisiológicos incluyendo ECG, RESP, SpO2, NIBP y CO2		1. Antes de encenderlo, compruebe si hay daños mecánicos en el monitor desfibrilador y si los cables externos y los accesorios están conectados correctamente. 2. Inserte el cable de alimentación en la toma de alimentación de CA. Si la batería se utiliza para suministrar energía, asegúrese de que haya suficiente energía en la batería. 3. Gire el selector de modo hasta el modo de funcionamiento deseado. En primer lugar la lámpara de la alarma izquierda se torna roja y la derecha se torna cian, y luego la izquierda se torna amarilla y la derecha se torna azul. 4. La imagen inicial desaparece y el monitor desfibrilador entra en el modo de funcionamiento seleccionado.		
MODO DE DESFIBRILACIÓN MANUAL		MODO ESTIMULACIÓN				
Los operadores analizan el ritmo cardiaco del paciente y trabajan respetando los siguientes pasos según las necesidades: 1. Seleccionar el modo de desfibrilación manual y ajustar el nivel de energía en caso de necesidad. 2. Cargar el desfibrilador 3. Descargar. La cardioversión sincronizada también se proporciona en el modo de desfibrilación manual. La desfibrilación manual es para pacientes que sufren de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular y sin respiración y pulso; la cardioversión sincronizada se utiliza para detener la fibrilación auricular. Contraindicaciones: No realice la desfibrilación manual sobre pacientes con las siguientes características: -Con respuesta. -Con respiración autónoma. -A los que se les puede sentir el pulso.		El modo estimulación proporciona terapia de estimulación no invasiva. La estimulación no invasiva se utiliza para llevar a cabo la terapia en los pacientes con bradicardia. Contraindicaciones: -La estimulación no invasiva no se puede utilizar para la terapia de fibrilación ventricular. -La estimulación no invasiva se debe utilizar con				
		MODO DEA		APAGADO DEL EQUIPO		
		El monitor desfibrilador analiza el ritmo cardíaco del paciente de forma automática y da avisos de "Descarga recomendada" o de "descarga no recomienda". El monitor desfibrilador puede guiar a los operadores para llevar a cabo la desfibrilación a través de avisos de voz y también mostrar mensajes en la pantalla. DEA es aplicable a pacientes con paro cardiaco repentino de los siguientes tipos: -Sin respuesta -Sin la respiración o sin respiración adecuada Sólo realice la desfibrilación en niños menores de 8 años de edad en el modo de desfibrilación manual. Contraindicaciones: No realice DEA en pacientes de cualquier tipo a continuación: Con respuesta o con		1. Confirme que el dispositivo se puede detener. 2. Desconecte el cable del dispositivo y el sensor del paciente. Regrese las palas de los electrodos de desfibrilación a sus ranuras correctamente. 3. Almacene o borre los datos del paciente según sea necesario. 4. Rote el "Selector de modo" al modo APA; el monitor se apagará. Para desconectar completamente la alimentación, se recomienda quitar el enchufe de		
				RECOMENDACIÓN		
				Para proteger al paciente y al operador, el equipo del monitor debe tener conexión de descarga a tierra. El monitor está equipado con un cable de alimentación de 3 líneas desmontable, que se inserta en una toma con descarga a tierra para asegurarse de que el monitor tenga descarga a tierra.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						