

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO
					15	03	2023	
Nombre del equipo:	Cabina de pletismografía	Modelo:	ELITE PLATINUM DL		Riesgo del equipo:		IIA	
Marca:	MedGraphics		Clasificación del equipo:		Diagnostico			
MODOS DE OPERACIÓN			Revisión de Datos de Pruebas de Función Pulmonar			Pasos de operación del equipo		
Modo de calibración			1. Accede a la pestaña de Datos de PF en el software para revisar los datos obtenidos durante la prueba . 2. Utiliza las opciones de configuración para ajustar la visualización de los datos y realizar interpretaciones.			Encendido y Calentamiento		
Calibración del sensor de flujo						1. Coloque el interruptor del sistema en posición de encendido. 2. Enciende la computadora y abre el software BREEZESUITE. 3. Calienta el sistema Platinum Elite durante al menos 30 minutos antes de la calibración o prueba.		
1. Inicia la calibración desde el software Breeze en la computadora. 2. Conecta una jeringa al sensor de flujo preVent. 3. Sigue las instrucciones en pantalla para poner el flujo en cero y realizar pruebas de linealidad del sistema de flujo. 4. Confirma una calibración exitosa.			Análisis y Gestión de Resultados			Calibración		
Calibración del Pletismógrafo			1. Analiza los resultados de las pruebas realizadas y compara con los valores de referencia. 2. Guarda los datos de las pruebas y/o imprime los reportes para su posterior revisión y análisis.			Inicia la calibración del pletismógrafo y del sensor de flujo según las instrucciones del manual. Realización de Pruebas		
1. Accede a la pestaña Pleth en el software. 2. Cierra y sella la puerta de la caja para equilibrar la temperatura y presión. 3. Calibra los transductores de la caja y bucal. 4. Confirma la finalización de las calibraciones.			Modo de revisión de datos			Sigue las indicaciones para realizar pruebas de función pulmonar, como la fase con puerta abierta y con puerta cerrada		
Calibración MIP/MEP			Acceso a la Estación de Revisión			Revisión de Datos		
1. Ve a la pestaña MIP/MEP en el software. 2. Pon en cero el transductor MIP/MEP y realiza la calibración. 3. Confirma la finalización de la calibración MIP/MEP.			1. Abre el software BREEZESUITE en la computadora. 2. Accede a la estación de revisión del médico para visualizar y analizar las visitas almacenadas en la base de datos			1. Accede a la pestaña de Datos de PF para revisar los datos de las pruebas y modificar interpretaciones . 2. Utiliza las opciones de configuración para ajustar las preferencias de revisión de paciente .		
Reporte de Calibración			Selección de Paciente y Visita			Gestión de Información		
Una vez completadas todas las calibraciones, puedes imprimir un reporte desde la pantalla del software.			1. Modifica los ajustes de lista según el nombre, fecha, estado, médico, técnico y sitio para encontrar al paciente deseado. 2. Selecciona la visita específica que deseas revisar			1. Crea nuevos pacientes y registra la información necesaria . 2. Guarda y/o imprime los reportes de calibración y resultados de las pruebas realizadas.		
Modo de prueba			Revisión de Datos de Pruebas de Función Pulmonar			Recomendaciones para el uso del equipo		
Realización de Pruebas de Función Pulmonar			1. Accede a la pestaña de Datos de PF para revisar los datos detallados de las pruebas realizadas. 2. Utiliza las herramientas de visualización para ver los datos en diferentes formatos y realizar interpretaciones			Seguir las siguientes recomendaciones:		
1. Accede al software BREEZESUITE en la computadora. 2. Selecciona la opción para iniciar una prueba de función pulmonar. 3. Sigue las instrucciones en pantalla para realizar la prueba con la puerta de la caja abierta y cerrada			Análisis y Comentarios			Recibe capacitación profesional antes de usar el equipo.		
Registro de Datos de Presiones y Concentraciones			1. Escribe comentarios dentro para registrar observaciones o conclusiones sobre los datos revisados. 2. Utiliza las opciones de configuración para ajustar las preferencias de revisión de paciente y ver un juego completo de datos disponibles			Realiza mantenimiento regular según las indicaciones del fabricante.		
Durante la prueba, registra y monitorea las presiones y concentraciones de gases según lo requiera la prueba específica en curso.			Impresión de Reportes			Calibra el equipo antes de cada uso para asegurar precisión.		
			Puedes imprimir reportes para lo que sea necesario.			Mantén el equipo limpio y desinfectado según las pautas.		
						Asegúrate de la comodidad del paciente durante las pruebas		
						Interpreta cuidadosamente los resultados.		
						USO:		
						Mantente actualizado con las recomendaciones del fabricante para un rendimiento óptimo.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Irvima.								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica								
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.								
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.								