

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				10	10	2024
Nombre del equipo:	ASPIRADOR DE SECRECIONES	Modelo:	GMR-SM181	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	GMR RESPIRATORY			Clasificación del equipo:		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO		
 El aspirador de secreciones ADS100 es una unidad de succión portátil diseñada para ser utilizada en la eliminación de fluidos en las vías respiratorias y para eliminar material infeccioso de heridas. Puede ser usado durante cirugía en la sala de operación o en la habitación del paciente.				• Ubique el aspirador de secreciones en una superficie horizontal estable, resistente y plana. • Conecte el cable de poder a un tomacorriente funcional, asegúrese que el botón de inicio se encuentra en la posición de "apagado" (O). • Desinfecte sus manos y colóquese guantes estériles. • Selle el recipiente de recolección adecuadamente con su tapa. • Instale el recipiente de recolección en el soporte • Conecte un extremo del tubo intermedio al terminal de salida de aire del recipiente de recolección • Conecte el filtro hidrofóbico al otro extremo del tubo intermedio • Conecte el segundo tubo intermedio entre el filtro y la salida de presión del aspirador • Conecte un extremo del tubo de succión al terminal de entrada de secreciones del recipiente de recolección • Conecte un extremo del tubo de succión al terminal de entrada de secreciones del recipiente de recolección		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		LIMPIEZA DEL EQUIPO		RECOMENDACIONES		
• Dimensiones del producto: 29,3 cm x 19,2 cm x 24,5 cm • Fuente de alimentación: 120 V (±10% AC), 60 Hz • Límite de presión negativa: ≥ 0.07 MPa (525 mmHg) • Rango de ajuste de presión: [0.02 - 0.07] MPa ([150 - 525] mmHg) • Flujo del compresor: ≥ 16 l/min • Nivel de ruido: ≤ 60 dB (A) (a 1m de distancia) • Fusible: AC 250V, F2.0 AL, Φ5 x 20 • Modo de trabajo: Intermitente, máximo 30 minutos continuos. • Capacidad del recipiente de recolección: 1000 ml		Antes de su uso: • Desensamble todos los accesorios (excepto el filtro) y enjuague cada pieza con agua de la llave. Después de su uso: • Lave los accesorios en una solución con agua caliente y detergente para platos y enjuague con agua caliente. • Desinfectante con alcohol al 70% siguiendo las recomendaciones del fabricante. • Si el filtro se encuentra de color amarillo o café o se encuentra húmedo, reemplácelo. No intente limpiar el filtro para reutilizarlo.		• Si el fusible o compresor falla, la reparación debe ser realizada por un técnico calificado. • No debe ser usado para drenajes torácicos ni ginecológicos.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						