

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: ASPIRADOR		CÓDIGO: NA	
MARCA: THOMAS		VERSIÓN: 1	
MODELO: 1635		FECHA DE ELABORACIÓN: 25/10/2022	

USO DEL EQUIPO



Dispositivo utilizado para realizar succión por vacío para eliminar fluidos del cuerpo de las vías respiratorias o del sistema respiratorio del paciente.

Diseñados para una variedad de aplicaciones para succión médica, estos dispositivos son ideales para hospitales, hogares de ancianos, cuidados al paciente en su hogar y clínicas. Aquí sus novedades en este modelo:

- Agarradera ergonómica para fácil transporte.
- Fácil reemplazo de filtro hidrofóbico.
- Candado para cable.
- Eficiente bomba de vacío de diafragma.

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

ESPECIFICACIONES y Aplicaciones

1635

Desplazamiento	34 l/min
Presión máxima	560 mm HG al nivel del mar
Clasificación de funcionamiento	Continua
Nivel acústico	60 dba desde 1 metro
Capacidad: de Botella Plástico cc/Tipo de Botella Vidrio cc/Tipo	1200cc/Autoclavable N/A
Vida útil sin necesitar servicio	5.000-8.000 Horas
Peso	4,6 Kilos
Tipo de bomba de vacío	Diafragma sin lubricación
Longitud del cordón	2 metros
Dimensiones	37,5 cm x 21 cm x 25,5 cm (L x An x Alt)
Tipo del motor: CA/CC	CA
Requerimientos eléctricos	Modelo 1635 - 115V CA, 60 Hz Modelo 1636 - 220V CA, 50 Hz Modelo 1637 - 230V CA, 60 Hz
Aplicaciones recomendadas	Uso hospitalario/clínico, cuidado al paciente en su hogar

CLASIFICACIÓN DE RIESGO



Clasificación IIA de Riesgo moderado.

PASOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN



1. Verifique que las mangueras están correctamente ubicadas en el dispositivo.
2. Enchufe el dispositivo y coloque el interruptor en modo encendido.
3. Ajuste el nivel de vacío que se va a usar en el paciente.

RECOMENDACIONES

1. Ubique el dispositivo en una superficie horizontal para mayor practicidad.
2. Conecte un extremo del tubo al orificio de vacío ubicado en la tapa.
3. Siga las recomendaciones de limpieza después de cada uso para evitar contaminación cruzada.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.