

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			
Nombre del equipo: MÓDULO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL	Modelo: TROPHY	Riesgo del equipo: Clase II A				
Marca:		Clasificación del equipo: Diagnóstico y tratamiento				
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Conjunto de instrumentos utilizados en odontología que están diseñados para el transporte gracias a su forma compacta y móvil, que facilita su uso en diferentes ubicaciones.		 1. Jeringa triple 2. Pieza de alta 3. Reguladora 4. Pieza de baja		1. Preparar el entorno, al colocar el módulo sobre una superficie estable e iluminada, asegurando acceso a energía eléctrica. 2. Encender el equipo y seleccionar el modo de operación adecuado (examen, tratamiento, etc.). 3. Ajustar los parámetros de uso del equipo según la necesidad del paciente o procedimiento, como la velocidad de las piezas de mano, potencia, etc. 4. Hacer uso de las piezas de mano y accesorios adecuados para el procedimiento. 5. Cuando se acabe el procedimiento, apague la máquina y desconéctala de la fuente de energía si es necesario. Nota: Para guardar el equipo en la tula, doble la parte inferior del sillón y el espaldar, luego gire el equipo boca arriba sujetándolo desde las patas. Una las patas que se ajustan al sistema de altura y asegúrelas utilizando la correa incorporada en el sillón.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		 1. Pedal 2. Compresor 3. Válvula reguladora de agua 4. Tanque 5. Válvula reguladora de aire.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
1. Módulo portátil: tres servicios, 0,44 m largo, 0,22m ancho y 0,28 alto. 2. Potencia útil máxima: 1.5 HP, presión máxima 130 psi. 3. Maletín portátil en lona impermeable de alta resistencia, dimensiones (0.61 x 0.033 x 0.975) 4. Bombillo de 3W, luz LED blanca y fría con dimensiones 1.5 m de largo. 5. Peso tula equivalente a 28kg. 6. Peso módulo equivalente a 12kg. Peso total equivalente a 40kg.				ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. No limpie el módulo odontológico con material abrasivo. 2. En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la unidad odontológica con otro trapo seco. 3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo. 4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						