

PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA

Guía rápida de operación Refrigerador HYC 118A



I. Descripción general del equipo biomédico.



1. Indicador visual del estado del equipo.
2. Botones + y – arriba y abajo
3. Botón Set Configuración temperatura
4. Botón Alarm Silencio de Alarma Audible
5. Botón Light Encendido y apagado Luz

II. Modo de operación o funcionamiento del equipo biomédico.

- 1. El equipo debe ir conectado a una fuente de alimentación de 115-120 VAC / 60Hz.
- 2. Encender switch de arranque ubicado en la parte trasera del equipo.
- 3. El equipo inicialmente indicara alarma de sobre temperatura (Comportamiento normal)

III. Instrucciones de uso del equipo biomédico.

- Después de estar energizado durante 24 horas, la temperatura en el refrigerador puede ser reducido a un rango de 3°C por encima o 3°C por debajo del set point, en ese momento se cargará el equipo.
- Alarmas:

Alarmas	Causa	Observaciones
Temperatura alta (El indicador parpadea)	La temperatura alcanza una temperatura alta.	Verificar distribución Contactar servicio técnico.
Temperatura baja (El indicador parpadea)	La temperatura alcanza una temperatura baja.	Contactar al servicio técnico.
Puerta abierta (Alarma sonora)	La puerta permanece abierta más de 5 minutos.	Evitar dejar la puerta abierta más de 1 minuto.

IV. Recomendaciones de seguridad y precauciones generales de uso.

- La puerta no debe permanecer abierta más de 1 minuto, de lo contrario, la temperatura interna se verá afectada.

V. Rutina de limpieza y desinfección del equipo biomédico.

- Cada 30 días apagar el switch de arranque y desconectar, dejando descongelar para realizar limpieza exterior e interior con un paño seco para retirar el polvo y luego un paño con jabón neutro, después con uno humedecido retirar el jabón residual.