

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR		CÓDIGO: NA	
MARCA: INTELECT		VERSIÓN: 1	
MODELO: TENS		FECHA DE ELABORACIÓN: 26/10/2022	

USO DEL EQUIPO



Dispositivo de electroterapia portátil que está diseñado específicamente para el alivio sintomático del dolor, tratamiento de dolor crónico, agudo postraumático y postoperatorio.

ACCESORIOS



Electrodos de espuma y tela



Electrodos de carbón.



Esponjas



Cable para equipos



Cintas Velcro Nylatex



Gel Terapéutico

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Producto	Intellect® TENS Estándar
Clave	C-77598
Corriente	TENS
Canales	2
Forma de Onda	60 - 250 μ s ajustable
Frecuencia de Pulso	2 - 150 Hz ajustable
Amplitud de Pulso	0-80 mA cada canal ajustable
Voltaje Fijo	500 Ω Ohms
Alimentación Eléctrica	Batería 9V

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo moderado.



PASOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN



1. Prepare la zona a electroestimar con gel.
2. Encienda el equipo.
3. Coloque los electrodos en la zona preparada con gel.
4. Ajuste la intensidad de la corriente y la frecuencia basándose en la tolerancia del paciente y en la terapia a realizar.

RECOMENDACIONES

1. El equipo se debe operar con una batería de 9V como lo establece el fabricante.
2. Limpie la zona de gel en el paciente, así como los electrodos del equipo, de no hacerlo puede dañarlos.
3. Impregnar al paciente con una buena cantidad de gel es importante para el buen funcionamiento del equipo, no use otros productos distintos a los suministrados por la institución.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.