

**INSTRUCCIONES DE MANEJO BOMBA BAXTER COLLEAGUE CXE
MONO CANAL**



PROGRAMACION DE UNA INFUSION

1. Preparar la solución y el equipo bomba a utilizar. Purgar completamente el equipo de infusión (el equipo no debe estar conectado al paciente), cerrar la pinza deslizante estriada y la llave reguladora.
2. Pulse la tecla ON/OFF para encender la bomba.
3. Realizar PRUEBA DE ALTAVOZ, siga las instrucciones de la bomba.
4. Elegir la opción **PACIENTE NUEVO** para borrar programaciones anteriores ó presionar Pantalla principal si es el mismo paciente.
5. Presionar la tecla **ABRIR** para instalar el equipo. Comprobar que la pinza deslizante estriada (azul) esté cerrada, introduzca la pinza deslizante en la ranura y sujete el equipo de ambos extremos hacia la parte posterior de la bomba. Una vez instalado, conecte al paciente y abra la llave reguladora.
6. Pulse la tecla primaria e ingrese los parámetros: volumen a infundir rango (0.1 ml a 9.999ml) y velocidad de infusión rango (0.1ml/h a 1.200 ml/h). Utilice el teclado numérico.
7. Para agregar la etiqueta de la infusión. Presione **CAMBIAR MODO**, utilice la flecha selectora hacia arriba ubicando la función **ETIQUETA DE LA LINEA** y presione la tecla programable **ELEGIR**. Escoja la etiqueta adecuada para el medicamento o la solución que se infunde dando **ELEGIR**.
8. Confirme los valores de programación con la Tecla Programable Confirmación Primaria y pulse **INICIO**. Se iluminara el indicador LED verde y aparecerá el icono de la gota en la pantalla principal indicando que la infusión ese esta administrando al paciente.
9. Al utilizar el modo de programación **Colleague Guardian** (medicamentos con límites de dosis, velocidad y/o concentración): Presionar la tecla **Colleague Guardian** y seleccionar el medicamento que se va programar. Ingresar los datos solicitados, confirmar la programación y finalmente oprimir la tecla inicio.
10. Para utilizar el modo de programación **Inicio Intervalo de Primaria**: Presionar tecla **cambiar modo**. Seleccionar el modo de programación **Inicio Intervalo de Primaria**. Establecer hora y fecha actual (del momento en el que se esta realizando la programación). Registrar el volumen, velocidad, hora de inicio del medicamento (la cual es diferente a la hora actual), finalmente etiquetar la solución. Presionar tecla inicio.

FINALIZACION DE LA INFUSIÓN

- 1. Presione la tecla STOP para detener la infusión. Cierre la llave reguladora , verifique que no caen gotas en la cámara de goteo, confirmando la suspensión de la infusión.**
- 2. Presionar tecla ABRIR para retirar el equipo de infusión, sujetar el equipo por ambos lados y retirar.**
- 3. Pulse la tecla ON/OFF dos veces para apagar la bomba. Aparecerá la ventana emergente Apagar.**

SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

- Siempre que retire el equipo de infusión cierre la llave reguladora para evitar el paso de una infusión no controlada al paciente.**
- No ingrese un volumen a infundir superior a la cantidad de fluido disponible en el contenedor.**
- No utilice la bomba para suministrar infusiones a mas de un paciente a la vez.**
- Prestar atención inmediata a las alertas y alarmas.**

SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

- Siga las instrucciones del manual del usuario o de la guía rápida de manejo.**

SEGURIDAD PARA EL EQUIPO

- Conecte la bomba a una toma de corriente en todo momento excepto en caso de corte de corriente o traslado de un paciente.**
- La batería puede dañarse si la bomba se almacena desenchufada y con la batería descargada por mas de dos semanas.**
- No deje que entre fluido en el canal ni coloque el equipo si no esta completamente seco. Póngase en contacto con servicio técnico de Baxter si esto sucede.**
- Para evitar falsas alarmas, la bomba nunca debe colocarse sobre la cama del paciente.**
- No utilice la bomba en salas de radioterapia ni resonancia magnética.**
- Realice limpieza diaria de la bomba utilizando una de las soluciones recomendadas por Baxter.**
- Reporte fallas del equipo al área de mantenimiento del Hospital quienes contactaran la línea gratuita 018000939595**