

**Gracias por ser
mi cuidador estrella,**

pasos para cuidarme

Colleague

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA



1 PROTEGE LA VIDA ÚTIL DE MIS BATERÍAS:

- Debo permanecer conectada a la corriente.
- Informa al paciente y su familia por que debo estar conectada.
- En los traslados verifica siempre el tiempo de batería en pantalla.

2 NO PERMITAS QUE ENTRE LÍQUIDO A MI CANAL:

- Solo mis partes externas deben ser desinfectadas.
- No abra el canal para limpiarlo.
- Nunca rocíes líquidos directamente sobre la bomba.

3 DEBO PERMANECER EN UN LUGAR SEGURO:

- Verifica que la pinza de fijación esté asegurada.
- Los atriles deben ser adecuados para evitar caídas de la bomba.

4 USO DEL EQUIPO BOMBA:

- Utiliza únicamente equipo Baxter.
- No apliques al Equipo Bomba ninguna sustancia antes de ingresar al canal.

5 ¿QUÉ HACER EN CASO DE NECESITAR SOPORTE TÉCNICO?

- Notificar al ingeniero Biomédico de la institución.
- Contacta a la **línea de atención Baxter 018000 939 595**
centro_servicio_tecnico@Baxter.com