



Hospitalaria: www.facebook.com/hospitalaria
Banco de sangre: www.facebook.com/bcodesangre
Banco de tejidos: www.facebook.com/bancodetejidos
Industria e investigación: www.facebook.com/industriaeinvestigacion

BPL MEDICAL



Trabajando por las generaciones actuales y futuras

GUIA DE USO RAPIDO FLETA 40



Botón	Descripción
	Configuración / Enter Establecer los valores
	Arriba abajo Subir o bajar los valores
	Mover (izquierda / derecha) Seleccione un parametro
	Start / Stop / Short Iniciar / detener la centrifugación.
	Tapa Tapa abierta
	Programa Pulsar una vez: Guardar un programa (hasta 10) Pulsar dos veces: Llamar un programa.



Hospitalaria: www.facebook.com/hospitalaria

Banco de sangre: www.facebook.com/bcodesangre

Banco de tejidos: www.facebook.com/bancodetejidos

Industria e investigación: www.facebook.com/industriaeinvestigacion

BPL MEDICAL



Trabajando por las generaciones actuales y futuras

OPERACIÓN

1.
Configuración del ID del rotor.
2. Presione el botón Izquierdo o Derecha para seleccionar el Id. Del rotor. Modo.
1. Presione el botón Configurar / Entrar.
▶ Rotor Id. Modo de ajuste: el rotor parpadea en la pantalla
3. Presione los botones arriba o abajo hasta que se muestre la identificación del rotor deseada.
4. Presione el botón Configurar / Entrar.
▶ Puede comprobar la identificación del rotor. [7. Rotores]
2. Presione el botón de inicio más de 2 seg.
2.
Configuración de RPM / RCF
1. Presione el botón Configurar / Entrar.
▶ Modo de configuración de RPM: RPM parpadea en la pantalla
▶ Modo de ajuste RCF: RCF parpadea en la pantalla
4. Presione el botón Configurar / Entrar.
3.
Ajuste del tiempo de ejecución
1. Presione el botón Configurar / Entrar.
▶ min. Modo de ajuste: 00 ' parpadea en la pantalla
▶ Sec. Modo de ajuste: 00 " parpadea en la pantalla
2. Presione el botón Izquierdo o Derecha para seleccionar el modo Hora.
3. Presione los botones arriba o abajo hasta que se muestre el tiempo de ejecución deseado.
4. Presione el botón Configurar / Entrar.
- 4
Ajuste de la velocidad de aceleración / desaceleración
1. Presione el botón Configurar / Entrar.
▶ Modo de aceleración: acelerados en la pantalla
▶ Modo ajuste de desaceleración: ajuste de desaceleración en pantalla
2. Presione el botón Izquierdo o Derecha para seleccionar Acelerar / Desacelerar.
3. Presione los botones arriba o abajo hasta que aparezca el Aceleración / Desaceleración deseada.
4. Presione el botón Configurar / Entrar.

5.
Start / Stop / Short Spin
Comenzando una centrifugación
1. Compruebe que todos los parámetros son correctos y que la tapa está cerrada.
▶ Si la tapa no está cerrada, no se iniciará.
Detener una centrifugación
1. Presione el botón Detener para detener una centrifugación.
2. Presione el botón de inicio.
1. Ajuste la velocidad deseada. [Consulte 4.5 Configuración de RPM / RCF]
④ Pulse el botón Enter.
6.
Guardando un programa
Ajuste el tiempo de centrifugación / velocidad / Acelerar / Valores de desaceleración.
② Pulse el botón Programa una vez.
▶ Puede almacenar 10 programas en el dispositivo: 0 ~ 9
③ Seleccione el número de programa presionando el botón Arriba o Abajo.
7.
Llamando a un programa
① Pulse el botón Programa dos veces.
② Seleccione el número de programa presionando el botón Arriba o Abajo.
③ Pulse el botón Introducción para abrir un programa.
8.
Guardar / Llamar un programa
Guardando un programa
Ajuste el tiempo de centrifugación / velocidad / Acelerar / Valores de desaceleración.
② Pulse el botón Programa una vez.
▶ Puede almacenar 10 programas en el dispositivo: 0 ~ 9
③ Seleccione el número de programa presionando el botón Arriba o Abajo.
9.
Llamando a un programa
① Pulse el botón Programa dos veces.
② Seleccione el número de programa presionando el botón Arriba o Abajo.
③ Pulse el botón Introducción para abrir un programa.