

GUÍA RÁPIDA DOPPLER ULTRASONICO EDAN (SONOTRAX)

1. SACAR O PONER LA SONDA

Sacar la sonda: Sostenga el equipo con una mano. Tome la sonda con dos dedos y tire de ella haciendo una leve fuerza.



Poner la sonda: Sostenga el equipo con una mano. Tome la sonda con dos dedos y alinee la con el soporte en el equipo. Empuje la sonda hacia adentro con una fuerza leve hasta que haga click en su posición.



Nota: Saque la sonda antes de encender el Doppler, y coloquela después de apagar el Doppler.

2. ENCENDER/APAGAR EL DOPPLER

Encender: Precionar el botón **POWER** en el panel frontal para encender el Doppler.

Si la sonda no está conectada o está mal conectada, la pantalla LCD muestra un signo intermitente “---MHz”. Debe volver a conectar la sonda correctamente.

Cuando la sonda está bien conectada, la pantalla LCD deja de parpadear y muestra la frecuencia de la sonda en la esquina inferior

derecha, por ejemplo  2 MHz.

Apagar: Precionar el botón **POWER** en el panel frontal para apagar el Doppler.

Para **SONOTRAX Basic A**, **SONOTRAX Pro**, **SONOTRAX II** y **SONOTRAX II Pro**, el Doppler se apaga automáticamente si no hay señal de entrada o si no se realiza ninguna operación durante 60 segundos.

3. EXAMINAR FHR

1) Confirmar la posición del feto a mano y determinar la ubicación probable de la sonda para un examen óptimo.

2) Saque la sonda y encienda el Doppler.

3) Aplicar cierta cantidad de gel a la placa frontal de la sonda y colocar la sonda contra el abdomen en la ubicación predeterminada.

Mover la sonda o inclinarla hasta escuchar un sonido cardíaco claro y rítmico desde los auriculares o el altavoz. Al mismo tiempo, se muestra un FHR numérico en la pantalla LCD (excepto **SONOTRAX Lite**).

4. INSTALACIÓN DE BATERÍA

Nota: Las baterías de SONOTRAX II y SONOTRAX II Pro están fijadas en la tapa del compartimento de la batería. Comenzar desde el paso 3 para la instalación.

1) Voltar el Doppler boca abajo. Sostener el Doppler con una mano; poner el pulgar de la otra mano sobre la muesca de la cubierta y empujar hacia arriba y hacia adelante. La tapa del compartimiento está abierta.



2) Colocar las pilas alcalinas o las pilas NI-MH dentro del compartimento de las pilas.

Advertencia: La dirección de las baterías debe cumplir con la marca de polaridad en la cubierta. La conexión inversa está prohibida.



3) Colocar la tapa de nuevo en el compartimento, empujarla hacia adelante y hacia abajo hasta que haga click. Estará cerrado.



5. REEMPLAZO/CARGA DE LA BATERÍA

1) Reemplazo de baterías alcalinas: Saque las baterías viejas, e instale las nuevas con especificaciones idénticas. Deseche las baterías viejas de acuerdo con las regulaciones locales.

Advertencia: No cargar las pilas alcalinas.

2) Carga de baterías NI-MH: Retirar las baterías recargables NI-MH del Doppler y cargarlas con un cargador de batería NI-MH que cumpla con las especificaciones (Entrada AC 100-240V, 50Hz / 60Hz; Salida DC 1,45V*2, 500mA).

Advertencia: Asegúrese de que las baterías no estén conectadas de forma inversa antes de enchufar el cargador a la toma de corriente.

3) Cargar la batería NI-MH (para **SONOTRAX II** y **SONOTRAX II Pro**): Conectar el adaptador de alimentación a una toma de corriente (AC 100-240V, 50 / 60Hz). Durante la carga, el indicador de carga en el Doppler se ilumina.

Cuando el indicador de carga se apaga, la batería está completamente cargada (se necesitan aproximadamente de 3 a 4 horas).

Nota: El Doppler no está disponible para examinar durante la carga.

6. SUSTITUCIÓN DE LA Sonda

Retirar la sonda antigua: Apagar el Doppler. Sujetar el Doppler con una mano y pellizcar la cubierta de la toma mini USB. Levantar la chaqueta ligeramiente y sacarla con una leve fuerza; sacar la sonda.

Nota: No tirar del cable de la sonda directamente.

Reemplazar con una nueva sonda: Colocar el zócalo USB de la nueva sonda en la interfaz de la sonda del Doppler.

7. EXAMEN VASCULAR (Opcional)

Se deben conectar sondas vasculares de 4Mhz, 5Mhz u 8Mhz al doppler para realizar un examen vascular.