

BIOCARE

- IM-12



BIOCARE

- IM-12

Pantalla
táctil
(Opcional)



Botón encendido/
apagado



Ritmo
cardíaco



Luces de
alarma
(fisiológica
y técnica)

Saturación de oxígeno

Perilla de
mando (rotar
y presionar)

NIBP



Botones: Silenciar, pausar,
congelar, cambio de interfaz,
grabar, medición NIBP, menú.



BIOCARE

IM-12



PARÁMETROS

- Temperatura corporal **T1, T2**.
- Presión arterial no invasiva **NIBP**.
- Saturación de oxígeno en la sangre **SpO₂**.
- Derivación de electrocardiógrafo **ECG**.
- Onda y frecuencia respiratoria **Resp.**
- Presión arterial invasiva **IBP1, IBP2 (opcional)**.
- Gas anestésico **AG (opcional)**.
- Gasto cardíaco **G.C. (opcional)**.
- Concentración de oxígeno en vías respiratorias **CO₂ (opcional)**.

Los puntos de inserción de los cables y sondas se encuentran en el costado izquierdo. La grabadora costado derecho.



ALARMA

Verificar la condición fisiológica del paciente y confirmar si los ajustes del tipo de paciente y del límite de alarma son adecuados.

Ruta

Menú Principal; Admin. Paciente; Demografía Paciente.
Config. Alarma y Alarma PAR.

LIMPIEZA

Apagar, desconectar y retirar batería antes de limpiar. Utilizar algodón o un paño humedecido con el limpiador adecuado. Después de limpiar poner el equipo en un lugar frío y ventilado para que se seque.

- Limpiar a diario antes de iniciar la jornada.
- Nunca introducir líquidos para su limpieza.
- No utilizar disolventes.

Limpiadores recomendados por fabricante:

- Jabón o amoníaco diluido en agua
- Peróxido de hidrógeno al 3%
- Etanol al 70%

PRECAUCIONES



- Tenga cuidado cuando el paciente esté conectado a varios dispositivos al mismo tiempo, pues la corriente de fuga podría provocar lesiones al paciente.
- NO utilice el monitor bajo condiciones de gas, vapor o líquido inflamable o podría provocar explosión.
- Los teléfonos móviles o los equipos de rayos X y RMN pueden ser fuente de interferencia.
- Si el equipo se moja, debe detener el uso del monitor inmediatamente.
- El monitor solo puede ser utilizado para un paciente a la vez.
- Apagar el sonido de la alarma podría poner en peligro al paciente.

BIOCARE

IM-12

