

GENERAL ELECTRIC

• DASH 3000



GENERAL ELECTRIC

• DASH 3000



GENERAL ELECTRIC

DASH
3000



PARÁMETROS

- Derivaciones de electrocardiograma **ECG**.
- Onda y frecuencia respiratoria **Resp.**
- Sonda de saturación de oxígeno en la sangre **SpO₂**.
- Temperatura corporal **T**.
- Presión arterial no invasiva **NIBP**.
- Presión arterial invasiva **IBP (opcional)**.
- Concentración de oxígeno en vías respiratorias **CO₂ (opcional)**.
- Análisis de múltiples gases de anestesia **SAM (opcional)**.

ALARMA

Verificar la condición fisiológica del paciente y ajustar el límite de alarma de todos los parámetros fisiológicos.

Niveles

LIMPIEZA

Desconecte el monitor de la fuente de alimentación de CA antes de limpiar o desinfectar la superficie.

- Limpiar la pantalla con un paño sin pelusa humedecido ligeramente con limpiador de vidrio doméstico.
- Limpiar el exterior de equipo con un paño suave humedecido con la solución de limpieza.
- Eliminar la solución con un paño limpio ligeramente húmedo.
- Pasar un paño seco y dejar al aire por 30min.
- No usar limpiadores abrasivos, acetona, cetona, betadine, sales de sodio o limpiadores a base de alcohol.

Los puntos de inserción de los cables y sondas se encuentran en el costado derecho. El registrador y batería en el costado izquierdo.

Crisis: Acontecimientos que ponen en peligro la vida.

Advertencia: Acontecimientos graves pero no ponen en peligro la vida.

Aviso: Acontecimientos que requieren monitorización.

Mensaje: Información adicional.

Limpiadores recomendados por fabricante:

- Solución de hipoclorito de sodio.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Barranquilla, Colombia

www.huv.gov.co

GENERAL ELECTRIC

DASH
3000



PRECAUCIONES



- La reparación y mantenimientos deben ser llevadas a cabo por el personal técnico autorizado.
- No vierta líquido sobre el sistema ni que se filtre por la carcasa.
- Disponga todos los cables con cuidado de evitar la formación de nudos, apnea o interferencia eléctrica.
- No sumerja los sensores o cables en agua, disolventes o soluciones de limpieza.
- No use autoclave ni esterilizador a vapor para limpiar el equipo, cables y alambres de derivación.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Barranquilla, Colombia

www.huv.gov.co