

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				13	08	2024
Nombre del equipo:	Cabezal de cámara	Modelo:	Image1 S 4U		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	KARL STORZ			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		RECOMENDACIONES GENERALES		
 Los cabezales de cámara de KARL STORZ, en combinación con la unidad de control de cámara, la fuente de luz, el monitor y los telescopios o microscopios adecuados, sirven para la representación en tiempo real del campo quirúrgico endoscópico o abierto en procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. Además, se utilizan para la detección en aplicaciones de imagen por fluorescencia en el espectro visible y en el espectro de infrarrojos cercanos. Los cabezales de cámara de KARL STORZ no entran en contacto directo con el paciente.		 1. Acoplamiento para instrumentos. 2. Anillo/rueda de enfoque. 3. Botón de control: Desplazamiento en el menú (hacia abajo) o activación de una función de la cámara. 4. Botón de control: Desplazamiento en el menú (hacia arriba) o activación de una función de la cámara.		1.No conecte el cable del cabezal de cámara al conector del procesador si está húmedo o no está limpio. 2.No levante el cabezal directamente desde el cable. 3.No almacene el sistema de cámara en lugares expuestos a la luz solar directa o a altas temperaturas. 4.Compruebe que el cable no forme un rollo demasiado apretado o quede doblado durante el almacenamiento de la cámara. 5.No tire fuertemente del cable para desenrollarlo y evite golpes fuertes.		
		MODOS DE FUNCIONAMIENTO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.Resolución del sensor de imagen: 4K 2.Frecuencia de imagen: 50/60 Hz 3.Tipo de sensor de imagen: CMOS 4.Función de zoom: Digital 5.Distancia focal:19 mm 6.Anchura:46 mm 7.Altura:37 mm 8.Longitud:133 mm 9.Peso:260 g 10.Longitud del cable:300 cm 11.Cable desmontable: No 12.Mecanismo de acoplamiento:Conexión estándar del ocular		1.Balance de blancos: Automático, se establece después de centrar la cámara en un panel blanco,pulsando el botón "Balance de blancos". 2. Zoom óptico: Con enfoque y zoom óptico, mantiene la claridad de la imagen. 3. Control de exposición: Automático y manual, elegible según la conveniencia del operador. 4. Transmisión de señal: Digital completa. 5. Captura y almacenamiento de imágenes: Opcional, a través del conector USB. 6. Control externo: Permite el control del sistema de cámara a través de equipos externos. 7. Ajustes del sistema: Permite personalizar la		1.Desinfección Manual por Frotado: Se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. 2.Limpieza Manual: Inmersión en solución de limpieza, de forma mecánica con cepillo o esponja, enjuagando con agua fría. 3.Desinfección Manual: Inmersión en solución desinfectante, enjuagar repetidamente con agua de alta		
				PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
				1.Verificar que el cabezal este estéril y listo para su uso. 2.Conectar el cabezal a la fuente de luz. 3.Elija en el menú un filtro de la cámara si así lo requiere. 4.Recuerda realizar el balance de blancos de la camara. 5.Visualizar la imagen en el monitor. 6.Utilizar la iluminación y el enfoque para mejorar la visualización. 7.Captura las imágenes y almacénalas en la USB, si así lo requiere.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						