

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA: 15	MES: 03
Nombre del equipo:	CENTRIFUGA	Modelo:	ST1R	Riesgo del equipo:		
Marca:	THERMO SCIENTIFIC			Clasificación del equipo:		
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
Diseño ergonómico, interfaz de usuario estándar de alto contraste para hasta 6 programas guardados con operación simple de botón para aplicaciones de rutina. Con capacidad de hasta 1,6 L, incluidos tubos de sangre de 76x5 / 7 ml y tubos cónicos de 16x50 ml, AutoLock para un rápido intercambio de rotor y 14 rotores disponibles para elegir.		Centrífuga Referencia: 75009381 Serial: 43197374 Rotor Serial: S11817 Cable de poder,USB		Modo continuo: este modo es totalmente manual. Si ha seleccionado el «Modo Continuo» en lugar de un tiempo de funcionamiento predefinido (véase «Ajuste del tiempo de funcionamiento» en página 3-8), utilice el botón Inicio y el botón Parada para poner en marcha y detener manualmente el centrifugado, tal como se explica en la sección «Uso del modo Continuo o Temporizado» en página 3-12 más adelante.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				Modo Temporizado: este modo es semiautomático y utiliza un LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Limpiar Para la limpieza, proceda del siguiente modo: 1. Limpiar el rotor, las cubetas y los accesorios fuera de la cámara de centrifugado.		
Voltaje 120V Capacidad 4 x 400 mL con rotor TX-400 Max. RCF 25.830 xg con rotor Microlitro 30 x 2 Max. Velocidad 15.200 rpm (Microlitro 30 x 2 rotor) Refrigerado Si Ventilado No Monitor Pulsador e interfaz LCD de alto contraste Memoria Almacena hasta 6 programas Características de seguridad Detección de desequilibrio SMARTSpin, prevención de pellizcos de dedos, construcción a prueba de choques Certificaciones / Cumplimiento EN / UL / IEC 61010-1, EN / UL / IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN / UL / IEC 61326-1, EN / UL / IEC 61326-2-6, FCC parte 15 Tipo de controlador Microprocesador Modelo IVD Rotor incluido No Número de rotores compatibles 14				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES Cuando se produce un error grave en la centrifuga, la unidad genera una alarma. La centrifuga se detiene o debe detenerse inmediatamente para evitar que se produzcan daños en las muestras y/o en la unidad. Para poder continuar utilizando el equipo, primero se debe corregir la causa del problema. Cuando se genera una alarma, se muestra una barra roja en la parte superior de la pantalla actual. En la zona de estado e información (véase «Zona de estado e información (Región 1)» en página 3-2) se muestra una campana roja rodeada de ondas sonoras. Además, suena continuamente un tono de alarma. Debajo de la barra de alarma roja se muestra un mensaje estilo teletipo con información sobre la causa principal del problema y con		
				PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Ubicar la centrifuga en una superficie estable y nivelada. La centrifuga debe contar con un espacio libre de 20 cm por todos sus lados. Conectar la centrifuga a la red eléctrica y encenderla del switch		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E			CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012		
				VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA		MES
15						03	2023	
Nombre del equipo:	CENTRIFUGA	Modelo:	ST1R	Riesgo del equipo:				
Marca:	THERMO SCIENTIFIC			Clasificación del equipo:				
FORMATO ABIERTO PARA LA REALIZACIÓN DE GUÍAS								
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica								
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.								
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.								