

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: FUENTE DE LUZ	CÓDIGO: NA
	MARCA: KARL STORZ	VERSIÓN: 1
	MODELO: LED 175	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO

Dispositivo medico con lámpara LED de 200 Watts indicada para la iluminación de la zona de cirugía durante los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en artroscopia, laparoscopia y endoscopia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de entrada de 100 a 240 V
- Temperatura de funcionamiento entre - 10C a 50C
- Lámpara de luz led de 200 Watts
- Vida útil hasta de 30.000 horas

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación I de bajo riesgo.

ADVERTENCIAS DEL EQUIPO

- Mantenga el equipo conectado a la red AC.

PARTES DEL EQUIPO

DELANTERA:

TRASERA:

DELANTERA:

1. Botón de ON/OFF
2. Icono de salud del LED
3. Botones de regulación de potencia lumínica
4. Icono de funcionamiento de la luz LED
5. Conexión para conductor de luz

TRASERA:

6. Rejillas de ventilación
7. Conexión equipotencial
8. Soporte para fusibles
9. Conexión para accesorio AC

ACCESORIOS DEL EQUIPO

1. Cable conductor de luz
2. Adaptador para conductor de luz.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1. Conecte el equipo a la red AC
2. Conecte el accesorio de conductor de luz
3. Encienda la fuente de luz
4. Verifique que los botones de aumentar y disminuir la intensidad lumínica funcionen.

POSIBLES ALARMAS Y ERRORES

La lámpara no enciende.	Verifique que el equipo se encuentre conectado a la red AC y se encuentre encendido en la parte posterior.
Luz insuficiente.	Compruebe que el cable conductor se encuentre en buen estado.
El conductor de luz no se puede adaptar.	Verifique que la entrada de conductor de luz se encuentre correctamente asegurado al equipo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%, la manguera de calentamiento se esteriliza normalmente en autoclave hasta 100 veces.