

TORRE DE ENDOSCOPIA 150 GUÍA RÁPIDA DE MANEJO



ENCENDIDO / APAGADO



El botón de encendido está ubicado en la parte media frontal izquierdo, presionar una vez a la posición ON el led testigo ubicado encima del botón se encenderá iluminando de color verde; para apagar presione nuevamente el botón. Antes asegúrese de tener conectado el cable de alimentación a la red eléctrica.

PROCESADOR DE VIDEO CV-150



El procesador de video CV-150 toma la señal de video procedente del endoscopio le realiza un tratamiento digital y la envía al monitor

de video además permite realizar algunas funciones que se detallan a continuación

PANEL DE CONTROL

Esta sección del panel de control ubicado a centro del procesador de video permite seleccionar el origen de las imágenes que aparecen en pantalla. Contiene una serie de botones que se relacionan a continuación:

