

VIDEOLARINGOSCOPIO

GUÍA DE USO RÁPIDO

MARCA: CORE RAY

MODELO: CR-31

DATOS TÉCNICOS:

- Pantalla: LCD a color de 3.5" rotatoria ($\pm 270^\circ$)
- Iluminación: LED blanca integrada
- Alimentación: batería recargable de litio, hasta 4 h
- Compatibilidad: hojas reutilizables y desechables (adulto y pediátricas)



GUÍA DE OPERACIÓN:

- Asegurarse de que la batería esté cargada y la pantalla funcione correctamente.
- Elegir la hoja adecuada (según edad y anatomía del paciente) y acoplarla firmemente al mango.
- Encender el dispositivo y comprobar visibilidad en la pantalla.
- Colocar al paciente en posición de olfateo para intubación óptima.
- Introducir el videolaringoscopio con cuidado siguiendo el paladar hasta visualizar las cuerdas vocales.
- Guiar el tubo endotraqueal mientras se observa la vía aérea en pantalla.
- Retirar el equipo cuidadosamente y apagarlo al finalizar la intubación.



MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Apagar el equipo y desconectarlo de cualquier fuente de carga.
- Retirar la hoja del videolaringoscopio (reutilizable o desechable según el caso).
- Si la hoja es reutilizable: lavar con agua tibia y detergente enzimático, luego enjuagar bien.
- Desinfectar la hoja con solución de alto nivel
- Limpiar la superficie externa del mango y pantalla con paño suave humedecido en alcohol isopropílico al 70%.
- No sumergir la parte electrónica ni aplicar líquidos directamente en la pantalla o conexiones.
- Secar completamente con paño limpio y guardar en estuche limpio, seco y ventilado.

