

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		FOR-GLO-MAB-012				
			CODIGO:				
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE
		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				15	03	2023	

Nombre del equipo:	Cistofibroscopio	Modelo:	11272CUK1	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	Karl Storz			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL EQUIPO	ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO	
1. En ningún caso doble el fibroscopio y el portaluz, ni los enrolle de forma demasiado apretada, a fin de evitar la rotura de las fibras de vidrio. Por ello, lo más adecuado es almacenar los fibroscopios colgándolos o despositándolos en recipientes amplios.		1. Tapón p/canal de instrumento, envase de 10 unidades, reutilizable
2. No mueva el elemento de mando arriba / abajo (parte 4) de forma brusca o violenta.		2. Caperuza compens. presión (roja)
3. Introduzca los instrumentos o cepillos de limpieza en los canales sin emplear violencia. Esto puede provocar deterioros en la envoltura, principalmente si la punta está acodada.		3. Adapt. p/verif. estanqueidad en máq. p/limpieza y desinfección (verde)
4. Proteja esmeradamente contra deterioros el objetivo (parte 9) en el extremo distal: no lo golpee, ni elimine la suciedad con objetos afilados.		4. Adaptador para cable de luz Wolf
5. No almacén ni desinfecte el fibroscopio conjuntamente con otros objetos de cantos afilados, a fin de evitar deterioros del tejido exterior.		5. Adaptador p/ cable de luz
6. No deposite nunca objeto pesados encima de los fibroscopios.		6. Válvula de labios desechable, envase de 20 unidades
PREPARACIÓN DEL FIBROSCOPIO		7. Suplente para válvula de succión
1. Antes de utilizar el fibroscopio con un paciente debe excluirse la posibilidad de deterioros exteriores o problemas en su capacidad de funcionamiento.	8. Carcasa (supl. p/válv. succión)	
2. Observe usted el revestimiento exterior del fibroscopio. Preste atención a los deterioros visibles en el revestimiento, especialmente en la punta del fibroscopio	9. Suplem. p/válvula de succión desechable, envase de 20 unidades	
3. Mire a través del ocular y cerciórese de que se obtiene la imagen clara. La rejilla (efecto moiré) debe ser claramente reconocible. Si la imagen no fuera clara si no turbia, limpie usted el ocular y el objetivo con un bastoncillo de algodón embebido en alcohol, manteniendo condiciones higiénicas.	10. Fuente de luz a pila con diodo luminoso, con rosca fina/ de conexión rápida	
4. En el caso de este fibroscopio la calidad de la imagen en la pantalla. Si es necesario, limpie los conductores de luz e imagen y el ocular como se describe más arriba.	11. Adapt. p/llave doble de 3 vías con cierre LUER	
5. Si la imagen permanece turbia, es posible entonces que el objetivo esté rayado o haya penetrado humedad al interior del telescopio. En este caso, el fibroscopio ya no debe seguir siendo utilizado: envíelo a reparación.	12. Caperuza de cierre LUER	
		13. Oliva delgada p/tubo flex. c/cierre
		14. Adapt. p/limpieza canal de trabajo en máquina de limpieza (verde)
		15. Adaptador p/verif. de estanqueidad en máquina de limpieza BHT
		16. Adaptador p/verif. de estanqueidad en máquina de limpieza con válvula
		17. Adaptador p/limpieza canal de trabajo en máquina de limpieza
		18. Adaptador p/verificac. de estanqueidad en máq. de limpieza Belimed
		19. Verificador de estanqueidad
		20. Protección para la dentadura
		21. Soporte p/tubo según LIPP
		22. Caperuza de cierre LUER
		23. Adaptador p/limpieza canal de trabajo en máquina de limpieza
		24. Adaptador para conexión de endoscopios con ocular
		25. Adaptador de ocular para conexión de telescopios

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.