

GUÍA RÁPIDA DE MANEJO

VENTILADOR MECÁNICO LEISTUNG LUFT 3 AP

PREPARACIÓN DEL EQUIPO



- Verificar las conexiones de gases.
- Conectar el equipo a la alimentación AC.
- Insertar la válvula espiratoria.
- Conectar el circuito respiratorio.



INICIO DEL EQUIPO



- Encender el equipo.
- Realizar test inicial y verificar fugas.
- Ingresar datos del paciente y ajustes ventilatorios.



PUESTA EN MARCHA



- Iniciar ventilación.
- Verificar los parámetros numéricos y gráficos que retroalimenta el equipo.
- Ajustar parámetros de acuerdo a lo necesario (si se requiere).

