

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: CAVITRON SCALER	CÓDIGO: NA
	MARCA: BEYES	VERSIÓN: 1
	MODELO: P6 PLUS	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo de limpieza dental a base de ultrasonido, el cual ayuda con la eliminación de la suciedad que rodea las piezas dentales, usando un lápiz ultrasonido con la suficiente potencia para realizar terapias de raspado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Presión de agua de 0.1 bar a 0.5 bar
- Frecuencia de uso de 50-60 Hz
- Temperatura de funcionamiento de 15 a 40C
- Potencia de salida de 3 a 20 W
- Fuente de alimentación de 100-240 V

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de riesgo moderado

PARTES DEL EQUIPO

DELANTERA:



DELANTERA:

1. Indicador de potencia
2. Botón para aumentar la potencia del equipo
3. Botón para disminuir la potencia del equipo
4. Indicador de Endó
5. Indicador de Perio
6. Indicador de Escaler
7. Botón para cambiar de modo del equipo

TRASERA:



TRASERA:

8. Perilla de control de agua
9. Botón de ON/OFF
10. Accesorio para conexión del agua
11. Accesorio para conexión AC
12. Accesorio para conexión de pedal

PASOS DE OPERACIÓN

1. Gire el mando de control del agua al máximo
2. Conecte un extremo del tubo del agua a la entrada de agua y otro extremo a la fuente de agua purificada
3. Atornille firmemente la punta de la pieza de mano y conecte la pieza de mano entre sí de manera correcta
4. Conecte el equipo a la red AC y encienda el equipo respectivamente
5. Ajuste la potencia del equipo según sea necesario
6. Ajuste el volumen del agua según sea necesario
7. Después de terminar de usar, deje el equipo en vibración durante 30 segundos para limpiar la pieza de mano y la punta de respaldo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.