

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				28	09	2023
Nombre del equipo:		LAMPARA DE FOTOTERAPIA		Modelo:		CHS-PU34
Marca:		CHOONGWAE		Riesgo del equipo:		Clase II
				Clasificación del equipo:		Terapéutico
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Equipo de fototerapia avanzado equipado con LEDs de alta potencia que emiten luz, especialmente diseñado para el tratamiento eficaz en recién nacidos. Incorpora una combinación de LEDs azules y blancos, con sistemas de interruptores independientes. Permitiendo verificar el color verdadero de la piel del neonato, asegurando una evaluación precisa y un tratamiento óptimo.		 Fuente de Luz: Emiten luz para el tratamiento Panel de Control: Interfaz con bonotes para configuración del equipo Base: estructura que sostiene el equipo Sensor de intensidad: Mide la intensidad de luz emitida Temporizador: Configuración de la duración del tratamiento Ventilación: Evita el sobrecalentamiento Cables y Conectores: Conexión eléctrica Accesorios Protectores o pantallas para los ojos Filtros		Modo Continuo: El equipo proporciona luz de manera constante durante el tiempo que esté encendido. Modo Intermitente: El equipo alterna entre períodos de luz y períodos sin luz. Modo de Intensidad Ajustable: Permite al usuario ajustar la intensidad de la luz.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		
Limpeza: Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie externa del equipo. No sumerja el equipo en agua ni permita que el líquido penetre en las aberturas del dispositivo. Desinfección: Utilice una solución desinfectante suave utilizada en la institución. Aplique la solución con un paño y asegúrese de cubrir todas las áreas del equipo, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.				Alarma de Temperatura: Si la temperatura del equipo o del área de tratamiento excede un límite seguro. Alarma de Fallo de Lámpara: Indica si una o más lámparas no están funcionando correctamente o si han dejado de emitir luz. Alarma de Intensidad de Luz: Se activa si la intensidad de la luz cae por debajo de un nivel terapéutico mínimo o excede un nivel máximo. Alarma de Tiempo de Uso: Indica que el tiempo de tratamiento preestablecido ha terminado. Alarma de Fallo de Energía: Se activa si hay una interrupción en el suministro de energía o si el equipo no recibe energía adecuadamente. Error de Sensor: Indica un problema con los sensores del equipo. Error de Ventilación: Si los sistemas de ventilación del equipo no están funcionando correctamente		
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
1. Conecta el equipo a la fuente de alimentación. 2. Presiona el interruptor para encender el equipo. 3. Ajusta la intensidad de la luz utilizando el panel de control. 4. Configura la duración del tratamiento. 5. Ajusta la posición de la fuente de luz para que esté adecuadamente alineada con el paciente. 6. Coloca protectores o pantallas sobre los ojos del bebé para protegerlos de la luz. 7. Inicia el tratamiento utilizando el panel de control. La luz comenzará a emitirse y el temporizador empezará a contar. - Asegúrate de que el sensor de intensidad esté funcionando correctamente y que la intensidad de la luz se mantenga en el rango terapéutico. 8. Una vez que el temporizador haya terminado o cuando el tratamiento esté completo, utiliza el panel de control para detener la emisión de luz. 9. Apaga el equipo utilizando el panel de control. 10. Desconecta el equipo de la fuente de alimentación.				Dimensiones: Alojamiento de la lámpara: 620 mm de ancho x 540 mm de profundidad. Base: 600 mm de ancho x 510 mm de profundidad. Altura ajustable: Entre 1,140 mm y 1,680 mm. Lámpara: Lámpara sin rayos ultravioleta 4 piezas. Fuente de Alimentación: Voltaje: AC 220V. Frecuencia: 50/60 Hz. Consumo de Energía: 85W. Medidor de Horas: Rango de 0 a 999 horas. Ruedas giratorias 2 pulgadas - 4 piezas. Inclinación del Alojamiento: ± 16°. Peso Neto: 25 kg.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						