

GUÍA RÁPIDA DE MANEJO SISTEMA DE PERFUSIÓN 8000



1. Asegúrese de que el equipo esté conectado a una toma eléctrica de 220 VAC con su respectivo polo a tierra.
2. Encienda el equipo accionando hacia arriba el suiche principal el cual se encuentra ubicado en la parte inferior derecha
3. Inmediatamente escuchará una alarma audible, se encenderán los 5 rodillos al igual que el monitor de seguridad y el arterial
4. Los rodillos realizarán un autotest y sus display mostrarán los parámetros que tenían programados antes de que el equipo fuera apagado la última vez
5. El módulo de baterías que se encuentra ubicado en la parte inferior del equipo mantendrá encendido el indicador luminoso verde del ubicado al lado izquierdo de su panel frontal con lo cual se establece que el equipo se encuentra conectado a la red eléctrica
6. Para determinar que los rodillos se encuentran en condiciones de funcionamiento, realice la siguiente prueba a cada uno de ellos:

7. Ubique el selector de velocidad completamente hacia la izquierda, presione las dos teclas azules que indican giro hacia la derecha, gire suavemente el selector de velocidad hacia la derecha y verifique que el eje central empieza a rotar y que su velocidad aumenta y disminuye respondiendo a las órdenes dadas por el giro izquierdo y derecho del selector de velocidad
8. Verifique que la lámpara auxiliar enciende accionando el suiche que se encuentra ubicado en la base de la misma
9. Verifique el funcionamiento del monitor de seguridad y del arterial con sus diferentes funciones
10. Desconecte el equipo de la red eléctrica y verifique que los dos rodillos que se encuentran ubicados a la derecha continúen encendidos al igual que el monitor de seguridad y el arterial. Verifique de igual manera que la lámpara encienda
11. El indicador luminoso verde que se encontraba encendido en el panel frontal del cargador de baterías se apagará y se encenderá el indicador verde que se encuentra a la izquierda lo cual indica que las baterías de respaldo se encuentran en buenas condiciones
12. Conecte nuevamente el equipo a la red eléctrica y deberán encender nuevamente todos los componentes
13. Una vez termine de utilizar el equipo, apáguelo accionando hacia abajo el suiche principal ubicado en la parte inferior derecha