

Desde 1957

KAIKA™Equipos Médico - Quirúrgicos,
Oftalmológicos, de Laboratorio e IndustriaISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

No. CO17.01154



DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

ORDEN DE SOPORTE No. **c 2692**

Cliente: <u>Hospital Universitaria del Valle</u>	1. Garantía	☒
Tel/Fax: _____ E-mail: _____	2. Contrato	☒
Equipo: <u>Microscopio</u> Modelo: <u>Opmi Lumera</u>	3. Mantenimiento	☒
Marca: <u>Carl Zeiss</u> Serie No.: <u>6628162206</u> No. Inv. <u>NA</u>	4. Instalación	☐
Ubicación: <u>Cirugía</u> Orden de Cliente No. <u>32-11-2019</u>	5. Desinstalación	☐
Encargado: _____ V/S: <u>NA</u>	6. Acompañamiento	☐
	7. Diagnóstico	☐
	8. Capacitación	☐
	9. Calificación	☐

TRABAJOS REALIZADOS

-Se realiza visita para mantenimiento general preventivo según protocolo adjunto.

El equipo queda funcionando correctamente

OBSERVACIONES

Se evidencia que el equipo no cuenta con el bombillo de repuesto para el sistema de iluminación, además se evidencia bornera de socket quemada, se recomienda cambio de sistema de iluminación

REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD	REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD

Repuestos reemplazados SI ☐ NO ☒En caso afirmativo, ¿Estos le fueron entregados? SI ☐ NO ☒

Si no fueron entregados especifique el motivo

Certifico que los anteriores servicios han sido
prestados satisfactoriamente.

[Firma]
Nombre _____
Cliente (Firma)

Lugar: Cali - ValleFecha: 06-11-2019

Larry Gutierrez
Soporte Técnico KAIKA S.A.S.

Nombre Larry Gutierrez

PRINCIPAL
Carrera 7 No. 69-53
PBX: +57(1) 3478826
3904552.
soportec@kaika.com.co
Bogotá

ANTIOQUIA
Calle 40 No. 63 C-92
Int 2 Piso 1 Ed. Naranjal
PBX: +57(4) 434 0222
medellin@kaika.com.co
Medellin

COSTA ATLÁNTICA
Calle 72 No. 41B-09 Of. 206
Centro Empresarial Dasanto
PBX: +57(5) 345 4922
barranquilla@kaika.com.co
Barranquilla

VALLE
Av. 6 Norte No. 17-92 Of. 301
PBX: +57(2) 660 3963
cali@kaika.com.co
Cali

SANTANDERES
Cel: 313 888 4272
bucaramanga@kaika.com.co
Bucaramanga

EJE CAFETERO
Cel: 313 888 4266
ejecafetero@kaika.com.co
Pereira

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO
 MICROSCOPIO QUIRURGICO

MARCA: Carl Zeiss

MODELO: Opmi lumera

SERIE: 66281622a6

Fecha: 06-11-2019

PERIODICIDAD: 4 MESES

Se debe verificar el estado de los componentes para el buen funcionamiento del equipo durante cada mantenimiento. Los componentes ópticos y mecánicos tienen que ser examinados para revisar y diagnosticar de manera preventiva o correctiva hongos, corrosión, porosidad etc. y de ser necesario se debe reemplazar las partes.

VERIFICACIÓN DEL MICROSCOPIO

	Cumple	No cumple	N.A.
1. VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS.			
• Verificar tubos binoculares, oculares, divisor de rayos y lente objetivo.	☒	☐	☐
• Pedal de funciones.	☒	☐	☐
2. CONEXIONES ELECTRICAS			
• Desconectar el estativo.	☒	☐	☐
• Verificar los sistemas de video (opcional).	☒	☐	☐
• Toma de red eléctrica regulado.	☒	☐	☐
3. AJUSTE DEL INSTRUMENTO			
• Ajustar el equilibrio del brazo autocompensado.	☒	☐	☐
• Ajustar la limitación de desplazamiento vertical del brazo autocompensado.	☒	☐	☐
• Ajuste del estativo.	☒	☐	☐
• Ajustar el movimiento de inclinación.	☒	☐	☐
• Ajustar el microscopio de operaciones.	☒	☐	☐
4. SISTEMA OPTICO Y PRISMATICO			
• Revision de :	☒	☐	☐
• Fibra óptica.	☒	☐	☐
• Oculares.	☒	☐	☐
• Tubo binocular.	☒	☐	☐
• Lente objetivo.	☒	☐	☐
• Divisor de rayos (opcional).	☒	☐	☐
• Tubo coobservador (opcional).	☒	☐	☐
• Prismas.	☒	☐	☐
• Adaptador de cámara (opcional).	☒	☐	☐

5. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN

- Sistema de variación de zoom y.
- Enfoque.
- Tubos y oculares.
- Iluminación.
- Diafragmas (opcional)
- Inclinação vertical.
- Peso compensado.

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

VERIFICACIÓN DE ESTATIVO.

1. DATOS ELECTRICOS

- CONEXIÓN A LA RED: El equipo solo se conectará a tomacorriente de Red con puesta a tierra correcta.
- TENSIÓN NOMINAL: 115 VAC (100....125VAC +- 10%).
230VAC (220....240VAC +- 10%).
- POTENCIA ABSORBIDA: 115VAC MAX. 10 A.
230VAC MAX. 8 A.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50....60 Hz.
- FUSIBLES: Fusible automático.

SI NO

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

2. SALIDAS ELECTRICAS

- TOMACORRIENTE DE RED: 115/230VAC MAX 5 A.
- CONECTOR HEMBRA REMOTE MAX 24V /0.5 A.

☒	☐
☒	☐

3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- ILUMINACION POR FIBRA OPTICA
- LAMPARAS HALOGENAS
- LAMPARAS XENÓN
- SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA AUTOMATICA.

Cumple No cumple N.A.

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☒	☐	☐

Observaciones: _____

KAIKA
S.A.S.

LARRY FERNANDO GUTIERREZ V.

Profesional de Soporte Técnico

Cel. 313.888.42.49

OFICINA EN CALI: AVENIDA SEXTA NORTE No. 17-92 OFICINA 301 EDIFICIO PLAZA VERSALLES
TELEFONO: 660-3963 + 661-7947 TELEFAX: 667-7858. E-MAIL: cali@kaika.com.co

www.kaika.com.co