


GUIA DE USO RAPIDO TSCDII



PRECAUCIONES

No utilice el equipo para conectar dos segmentos de tubo, de los cuales uno o ambos sean demasiado cortos. Si el tubo en las ranuras no se extiende más allá de las pinzas o si la bolsa está en una posición que impide el movimiento de la pinza, la conexión puede fallar con posibles fugas de líquido o restos de tubuladura pueden caer dentro del equipo.

FIG 1 CORRECTA COLOCACION DE LAS TUBULADURAS

