


E3 Quick Manual

SonoScape



1.Procedimiento de examen

Paciente(ingresar datos / Probe(seleccionar sonda y aplicación) / Report (informe de medidas) / Review(archivo de estudios Guardados) / End Exam (finalizar estudio)

2. Tecla de función y teclado estándar

3. Parametros Ajustables

Baseline (línea base) / Scale (PRF doppler) / Angle(angulo de muestra / Zoom (zoom de lectura u escritura) / Depth (profundidad)



4.Botones de

Usuario

P1/ P2(se le asigna una función, imprimir guardar imágenes, sonohelp)

5. Annotation

Body mark (Marcadores Corporales / Pointer(señalador, Puntero) / Annotation (anotaciones) / Clear(Borradores)

6. Control Central

Trackball / Update / Left & Right derecha e izquierda /Set Buttons (Enter) / Caliper (distancias volúmenes angulo) / Calculo.

14

7. Modo Imagen

B / PW / M (Modo 2D, Modo Color, Angio power, Modo M)

8. Image Management

Print / Cine / Image Imprimir (con conexión análoga) Guardar clip Guardar imagen

9. Congelar y Descongelar

10. Optimización automática de parámetros y Ganancia ajustable

11. Modo Doble

12. TGC

13.Parameter Knobs

14.Encender y Apagar

